



*The natural way of Sweden*

# SISSEL® The natural way of Sweden

2012

Profesjonalne produkty dla fitnessu, pilatesu,  
dobrego samopoczucia, zdrowego spania oraz siedzenia.



# SPIS TREŚCI

## SISSEL® Artykuły reklamowe 6-7

### ZDROWY SEN

SISSEL® Poduszki ortopedyczne	9
SISSEL® Szwedzka jakość	9
SISSEL® Poduszka ortopedyczna Soft	10
SISSEL® Poduszka ortopedyczna Classic	11
SISSEL® Poduszka ortopedyczna Plus	11
SISSEL® Poduszka ortopedyczna Deluxe	12
SISSEL® Poduszka ortopedyczna Bambini	12
SISSEL® Poduszka ortopedyczna Travel	13
SISSEL® Palea	13
SISSEL® Venosoft®	14
SISSEL® Materace nakładkowe	14
SISSEL® Medi Support	15
SISSEL® Buchi®	15
SISSEL® Comfort	16
Temp-Control® Poduszki ortopedyczne	18
Temp-Control® Materace	19

### TERAPIA CIEPŁO-ZIMNO

SISSEL® Soft Touch	20
SISSEL® Hot-Cold-Soft-Pack	20
SISSEL® Cold Therapy Compression	21
SISSEL® Pack	22
SISSEL® Therm	22
SISSEL® Vinotherm	23
SISSEL® Balu	24
SISSEL® Cherry	24
SISSEL® Cherry pas grzejący	24
SISSEL® Linum	25
SISSEL® Linum Relax	25

### ZDROWE SIEDZENIE

SISSEL® Sit Special 2 in 1	26
SISSEL® Sit Belt	26
SISSEL® Sit standardowy i kolorowy	27
SISSEL® Sit Ring	27
SISSEL® DorsaBack & SISSEL® DorsaBack-Pad	28
SISSEL® DorsaBack-Car	29
SISSEL® Back	29
SISSEL® Tour	29
SISSEL® SITFIT® Plus	30
SISSEL® SITFIT® Plus Junior	31
SISSEL® SITFIT®	31

### UTRZYMANIE FORMY

#### BALANS, PIŁKI, FITNESS

SISSEL® Balancefit Pad &	
SISSEL® Balancefit Pad duży	32
SISSEL® Spiky Dome	32
SISSEL® Fit-Dome Pro	32

SISSEL® Balance Board	33
SISSEL® Knut mały łoś – aktywna zabawka	33
SISSEL® Balancefit	33
SISSEL® piłki Securemax i Securemax Professional	34
SISSEL® Ball piłki do ćwiczeń	35
Akcesoria do piłek	35
SISSEL® Fun & Active Band	36
SISSEL® Exercise Loop	36
SISSEL® Fitband & SISSEL® Fitband Essential	37
SISSEL® Fit-Tube oraz Fit-Ring	38
SISSEL® Sport-Swing®	39
SISSEL® Mata do jogi tradycyjna	40
SISSEL® Poduszka do jogi	40
SISSEL® Mata do jogi kwiatowa	40
SISSEL® Mata do jogi korkowa	41
SISSEL® Pasy, bloczki do jogi	41
SISSEL® Gym Mat Professional mata do ćwiczeń	42
SISSEL® Gym Mat mata do ćwiczeń	42

#### SISSEL® PILATES

SISSEL® Pilates & Yoga Mat	43
SISSEL® Pilates Circle	43
SISSEL® Pilates ręcznik sportowy	43
SISSEL® Pilates Roller Pro	44
SISSEL® Pilates Roller	44
SISSEL® Pilates Roller Pro Soft	45
SISSEL® Pilates Roller Center	45
SISSEL® Pilates Roller Podkładka pod głowę	45
SISSEL® Pilates Band	46
SISSEL® Pilates Toning Ball	46
SISSEL® Pilates Soft Ball	47
SISSEL® Pilates skarpetki	48
SISSEL® Pilates - Rękawiczki do ćwiczeń	48
SISSEL® Pilates Roller Pro Anatomic	49
SISSEL® Pilates DVDs	49
SISSEL® Pilates Core Trainer	49

#### ĆWICZENIA I TERAPIA RĘKI

SISSEL® Press-Ball & -Egg	50
SISSEL® Ergo-Ball	50
SISSEL® Theraputty	50
SISSEL® REHA Pro	51
SISSEL® Hand Grip	51

### MASAŻ

SISSEL® Spiky Twin Roller	52
SISSEL® Spiky-Ball	52
SISSEL® Acupressure Mat	53
SISSEL® Fit-Roller	54
SISSEL® Massage Roller	54
SISSEL® Pro	55
SISSEL® FUNMASSAGER	55

### TERAPIA MANUALNA

SISSEL® Portal Pro	57
SISSEL® Desktop Mobil	57
SISSEL® Stoly do masażu	58
SISSEL® Hang-Up - Stół inwersyjny	59



**sissel**

*The natural way of Sweden*

# SISSEL® NA ŚWIECIE - SZWEDZKA FILOZOFIA PODAŻA

**Cała historia zaczęła się w Szwecji prawie 23 lata temu od poduszek ortopedycznych, które z powodzeniem przyjęły się na rynkach całego świata.**

W 1986 szwedzki przedsiębiorca Carl-Emil Christensen wraz ze swoją żoną Sissel postanowili zwalczyć uciążliwy i długotrwały ból szyi małżonki. Sissel jako terapeutka posiadała profesjonalne podstawy oraz wiedzę jak powinno wyglądać idealne podparcie szyi. Właśnie dzięki tej wiedzy oraz wielu badaniom powstała poduszka SISSEL® a idea i ich filozofia zdrowego spania sprawiła, że poduszki te stały się bardzo popularne na całym świecie.

Wielu ekspertów, terapeutów ze szpitali oraz ośrodków rehabilitacji powszechnie stosuje poduszki ortopedyczne a pozytywne rezultaty tych zastosowań opisywane są w licznych analizach. W dzisiejszych czasach, unikatowa krawędź oryginalnej poduszki SISSEL® jest nadal tak popularna, że stanowi element naszego logo.

Przez wiele lat, z pomocą oraz konstruktywnym wkładem fizjoterapeutów, specjalistów od produktów zdrowotnych oraz samych klientów stworzyliśmy jeszcze szerszy zakres produktów związanych ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem oraz fitness. Cały czas pozostajemy w zgodzie z naszą filozofią „The natural way”.

Kilka lat temu, wierząc jaki potencjał niosą ze sobą ćwiczenia metodą Pilatesa, wprowadziliśmy do oferty wysokiej jakości produkty związane z treningiem ciała i umysłu pod marką SISSEL® Pilates. Połączyliśmy wiele produktów tak aby tworzyły jedną myśl. Logo SISSEL® Pilates gwarantuje produkty najwyższej jakości spełniające wysokie wymagania profesjonalistów.

Przy współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami oraz wiodącymi producentami produktów zdrowotnych oraz terapeutycznych nieustannie szukamy nowych wyzwań oraz innowacji. Wraz z ich znajomością dziedziny oraz wsparciem ciągle poszerzamy obszar produktów myśląc o długoterminowym sukcesie naszych partnerów oraz pozostałych klientów.

Obecnie jesteśmy jednym z wiodących dostawców produktów związanych ze zdrowiem w Europie. Ponad 400,000 fizjoterapeutów oraz innych specjalistów a także miliony klientów końcowych ufają naszym produktom spośród których ponad dwie trzecie nadal są produkowane w Europie. Ponadto wszystkie nasze produkty tam gdzie jest to wskazane posiadają znak zgodności CE. Dzięki naszej sieci partnerów produkty SISSEL® docierają obecnie do ponad trzydziestu krajów a ich liczba nieustannie rośnie.

Mając na uwadze dobro naszych klientów oraz partnerów oferujemy ponadto szeroki zakres usług przyczyniając się tym samym do ich sukcesu. Korzystne rozwiązania na start, doradztwo w trakcie współpracy oraz wzorowa obsługa to główne elementy, które nas cechują. Zróżnicowane oferty dla konkretnych grup odbiorców jak sklepy ze zdrowiem czy fizjoterapeuci pozwalają lepiej dotrzeć do naszych odbiorców. Ponadto oferujemy tematyczne i zindywidualizowane artykuły reklamowe, aby nasi klienci mieli ułatwioną drogę w sprzedaży wybranych produktów. Specjalne artykuły reklamowe dla wybranych produktów zwracają na siebie uwagę klientów, przekazują informacje oraz zachęcają do ich kupna. W każdym momencie na potrzeby klientów możemy stworzyć nowe artykuły reklamowe. Kolejnym atutem produktów SISSEL® jest to, że są one dostarczane w atrakcyjnych kolorowych i solidnych opakowaniach. Dzięki temu po prostu budzą większe zaufanie i łatwiej się sprzedają. Jednym słowem dostarczamy wszystko, co pomaga wzorowemu biznesowi.



# WŁASNĄ DROGĄ...

## **Powrót do korzeni...**

... wraz z naszym nowym, świeżym i wypełnionym naturą katalogiem, powracamy do szwedzkich korzeni, tam gdzie wszystko się zaczęło. Przejrzyste, skandynawskie obrazy, w które zostały wkomponowane wszystkie produkty mają podkreślać nasze hasło „the natural way”, które bezpośrednio wiąże się z filozofią i produktami SISSEL®.

**SISSEL® – The natural way of Sweden: healthy sitting, sleeping and moving.**



CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ  
o SISSEL®?  
PO PROSTU ODWIEDŹ NAS NA :  
[www.sissel.pl](http://www.sissel.pl)

# NASZE ARTYKUŁY PROMOCYJNE

Używaj naszych aktualnych, atrakcyjnych artykułów reklamowych stworzonych dla konkretnych produktów. Wykorzystaj je tak aby w pełni pomogły w Twoim biznesie. Dzięki łatwej adaptacji możemy dobrać indywidualne artykuły reklamowe o profilu Twojej działalności. Skorzystaj z naszej wybranej promocji i otrzymaj indywidualne produkty reklamowe!

## Nasze doskonałej jakości opakowania dla Twojego sukcesu!

Większość produktów SISSEL® dostępna jest w atrakcyjnych kolorowych opakowaniach z wielojęzycznymi opisami oraz kodami EAN.



## Dalsze artykuły reklamowe

Kolejne mini katalogi oraz broszury będą się pojawiały w miarę czasu. Bądź na bieżąco i pytaj o ich dostępność.



Ulotka „The natural way” zawiera wszystkie produkty SISSEL®



Informacje o poduszkach



Pilates i Yoga



Matka i dziecko



SISSEL® Soft - ulotka



SISSEL® Venosoft



SISSEL® Mata do akupresury



SISSEL® SITFIT® Plus - ulotka



Cold Therapy Compression



SISSEL® The natural way of Sweden - pełny katalog



Temp-Control®



SISSEL® SITFIT® Plus



SISSEL® Pilates

## Artykuły reklamowe

- Plakat A2 oraz A1
- Wiszący banner o wymiarach: 50 x 125 cm zawiera aluminiową prowadnicę
- Banner stojący o wymiarach: 80 x 200 cm zawiera aluminiowy stojak

### Dalsze akcesoria reklamowe

- Stojak do prezentacji poduszki SISSEL® SITFIT® Plus.
- Stojak do prezentacji poduszek Temp-Control®

Wszystkie artykuły dostępne w polskiej wersji językowej.

## Plakaty

Dostępne w polskiej wersji językowej.





### Stojaki

- Stojak do prezentacji poduszek ortopedycznych SISSEL®
- Stojak na 12 poduszek SISSEL®-Buchi

Numer kat.	Nazwa
116.020	SISSEL® Stojak na poduszki
116.020	SISSEL® Stojak na Buchi®

## Stojak SISSEL®

### Stojak SISSEL® można łatwo zaadaptować do wielu produktów

- wybierz pomiędzy 4 różnymi motywami: fitness, spanie, siedzenie, terapia ciepło-zimno
- górne wymienne bannery mogą być dokupione i zmienione w każdym momencie



Numer kat.	Nazwa
600.010	SISSEL® Stojak
600.010.1	SISSEL® Górny banner – Fitness
600.010.2	SISSEL® Górny banner – Zdrowe spanie
600.010.3	SISSEL® Górny banner – Zdrowe siedzenia
600.010.4	SISSEL® Górny banner – Ciepło-zimno

SISSEL® PRODUKTY DLA ZDROWIA



# ZDROWIE

DOBRE SAMOPOCZUCIE

RELAKS





## Problemy z szyją oraz promieniującym bólem

**Podsumowanie wykładu Hugh Smythe, MD, Uniwersytetu w Toronto.**

Bóle pochodzące od szyi są bardzo częstym zjawiskiem. Jednakże większość z nich diagnozowana jest mylnie jako symptomy innej dolegliwości. W wyniku ciągłego działania siły oraz urazów dolnej części kręgosłupa, odczucie bólu jest przekazywane do mózgu błędnie określając miejsce urazu. Systematycznie pogłębiające się schorzenia zwłaszcza podczas snu opóźniają rozpoznanie. Efektywne leczenie wymaga stałego podparcia w dolnych kręgach kręgosłupa każdej nocy gdy śpisz. Zdrowy sen jest celem samym w sobie – pozwala na regenerację i relaks po ciężkim dniu pracy. Jeśli w nocy nie zregenerujesz odpowiednio swojego organizmu w konsekwencji mogą wystąpić napięciowe bóle głowy, wewnętrzny niepokój oraz fizyczna jak i psychiczna utrata sił. Dlatego właśnie musisz zawczasu działać. Wraz z produktami SISSEL® Twój sen będzie spokojniejszy i o wiele zdrowszy a Ty sam poczujesz się znowu w pełni sił.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapytaj o całą analizę.



źródło problemu

ból

obojczyk



efekt uniesionych ramion

## SISSEL® Poduszki ortopedyczne

Wszystkie poduszki ortopedyczne SISSEL® zapewniają podporę niższych kręgów szyjnych. W konsekwencji całe ramiona i okolice szyi są prawidłowo wspierane. Poprzez swój unikatowy kształt idealnie dopasowują się do ciała wypierając równocześnie odcinek szyjny do góry co prowadzi do uzyskania prawidłowej anatomicznej pozycji. Na początku może się pojawić niepokojące odczucie dyskomfortu związane z użytkowaniem poduszki. Ciało osoby korzystającej z poduszki potrzebuje jednak trochę czasu aby przyzwyczaić się do nowej zdrowej pozycji (od 2 do 14 dni).

SISSEL® Plus, Classic i Travel wykonane są z wysokiej jakości pianki poliuretanowej, która posiada duży stopień sprężystości. SISSEL® Soft, Deluxe oraz Bambini, z kolei zrobione są z pianki visco-elastycznej bardzo delikatnej i czulej na temperaturę.

**Unikatowa krawędź** poduszek SISSEL® gwarantuje doskonałe podparcie ramion podczas leżenia na boku oraz powoduje lekki naciąg odcinka szyjnego.

**Dostępna nowa ulotka dla klientów!**  
Broszura zawiera ciekawe informacje o poduszkach SISSEL® oraz problemach szyjnych. (zob. str. 6/7).



## Satysfakcja gwarantowana 5 lat gwarancji SISSEL® - jakość szwedzkich produktów

Przekonująco dobre: od ponad 25 lat, marka SISSEL® reprezentuje najwyższą jakość i wartości dla klienta. To jest nasza najważniejsza zasada. Możesz trzymać nas za słowo. A zatem, od teraz, oferujemy Państwu pięć lat gwarancji na stabilność kształtu wszystkich poduszek ortopedycznych SISSEL®, SISSEL®Medi Support, SISSEL® Sit Special 2 w 1, SISSEL®Sit Ring i SISSEL® Back. Ponieważ jesteśmy pewni, że nasze produkty będą służyły tak długo jak, obiecują! Każdy produkt jest starannie wybrany i produkowany zgodnie z najwyższymi normami jakości, wyłącznie w Szwecji.

Przyjazne dla środowiska metody produkcji, zastosowanie ekologicznych materiałów i maksimum innowacji wliczone jest w każdy produkt. To właśnie „szwedzka jakość”, która sprawia, że nasze produkty są wyjątkowe.

**SISSEL® - The natural way of Sweden: healthy sitting, sleeping and moving.**





## SISSEL® Soft - Poduszka ortopedyczna

Poduszka ortopedyczna z efektem pamięci!

- oferuje zwiększony oraz izolowany rozkład siły nacisku wraz z niewiele mniejszym stopniem podparcia szyi
- idealna dla klientów o wrażliwej szyi
- wykonana z pianki visco-elastic
- poszewka w kolorze jasny écru (możliwość prania w 40° C)
- wymiary: 47 x 33 x 14 cm
- 5 lat gwarancji



Dwie poszewki dla lepszej ochrony pianki visco-elastycznej:

- wewnętrzne obszycie wykonane z bawełny
- druga, welurowa poszewka z suwakiem zapewnia większy komfort



Efekt naszej specjalnej pianki z pamięcią.

### Dostępne tematyczne artykuły reklamowe!

Stojak SISSEL® dla wszystkich rodzajów poduszek (zob. str. 6/7).



**Ulotka informacyjna**  
„SISSEL® Soft”  
(zob. str. 6/7).

**Nowość!** Zapytaj sprzedawcę o nową poduszkę **SISSEL® Soft Plus** z regulacją wysokości.

Numer kat.	Nazwa
110.011	SISSEL® Soft poduszka ortopedyczna, zaw. welurową poszewkę, écru
110.016	Poszewka welurowa, jasny écru
110.021	SISSEL® Soft Plus pod. ortopedyczna, zaw. welurową poszewkę, écru

## SISSEL® Classic - Poduszka ortopedyczna

### Nasz najpopularniejszy model z tradycjami!

- rozmiar M: 47 x 33 x 11 cm
- rozmiar L: 47 x 33 x 14 cm
- zawiera poszewkę bawełnianą
- dostępne również poszewki z frotte
- 5 lat gwarancji



Numer kat.	Nazwa
110.004	SISSEL® Poduszka ortopedyczna Classic, large, zaw. poszewkę
110.005	SISSEL® Poduszka ortopedyczna Classic, medium, zaw. poszewkę
110.004.01	Poszewka bawełniana, large
110.005.01	Poszewka bawełniana, medium



**Unikatowa krawędź**  
poduszek SISSEL® gwarantuje doskonałe podparcie ramion podczas leżenia na boku oraz powoduje lekkie naciąg kregów szyjnych.

**Jedna poduszka dla wszystkich!**  
Możliwość dopasowania do indywidualnej postury każdego klienta.

**System wentylacji poprawia znacznie jakość snu!**  
Ponad 90 kanałków powietrznych zapobiega nieprzyjemnemu nagrzewaniu się twarzy i poceniu.



## SISSEL® PLUS - Poduszka ortopedyczna

### To PLUS dla Twojej szyi!

- już po kilku dniach odnajdziesz głęboki, spokojny i regenerujący sen
- regulacja wysokości poprzez dodawanie/usuwanie ruchomej podkładki
- wymiary: 47 x 33 x 11/14 cm
- zawiera bawełnianą poszewkę (możliwość prania w 60° C)
- dodatkowe poszewki dostępne w 3 kolorach
- 5 lat gwarancji



Numer kat.	Nazwa
110.001	SISSEL® Plus, poduszka ortopedyczna, zawiera poszewkę
110.008	Poszewka, biała
110.010	Poszewka, żółta
110.009	Poszewka, niebieska



## SISSEL® Deluxe - Poduszka ortopedyczna

### Najszerza poduszka z regulowaną wysokością!

- 16 cm szersza niż SISSEL® Plus
- regulacja wysokości poprzez dodawanie/ usuwanie wyjmowanej podkładki
- wyposażona w luksusową satynową poszewkę (możliwość prania w 40° C)
- wymiary: 63 x 33 x 10/14 cm
- wykonana z pianki visco-elastic
- 5 lat gwarancji



Numer kat.	Nazwa
110.003	SISSEL® Deluxe poduszka ortopedyczna, zaw. satynową poszewkę
110.003.01	Poszewka – bawełna satynowa, biała



## SISSEL® Bambini - Poduszka ortopedyczna

### Poduszka z pianki visco-elastic dla najmłodszych!

- kształtowanie poprawnej pozycji od najmłodszych lat
- przeznaczone dla dzieci w wieku 3-7 lat
- pozwala na spokojny i zdrowy sen
- zawiera kolorową poszewkę, (możliwość prania w 40° C)
- wymiary: 35 x 25 x 9 cm
- 5 lat gwarancji



Numer kat.	Nazwa
110.007	SISSEL® Bambini, poduszka ortopedyczna, zaw. poszewkę
110.007.01	Poszewka kolorowa dziecięcą

## SISSEL® Travel - Poduszka ortopedyczna

### Śpij zdrowo gdziekolwiek jesteś!

- łatwa w zwijaniu
- zawiera wytrzymałą poszewkę bawełnianą (możliwość prania w 40° C)
- może być używana zarówno jako podparcie szyi jak i lędźwi
- może być używana jako podkładka pod kolana
- wymiary: 37 x 25 x 11 cm
- dostępna również dodatkowa, bawełniana poszewka



Numer kat.	Nazwa
110.006	SISSEL® Pod. ortopedyczna Travel, zaw. biało-niebieską poszewkę
110.006.01	Poszewka, biało-niebieska



Dzięki specjalnej, mocnej poszewce SISSEL® Travel wystarczy zwinąć i włożyć do walizki. Jest bardzo praktyczna dzięki niewielkim wymiarom (13 cm średnicy i 40 cm długości).



**Ważne!**  
Nasze wypełnienie pochodzi z ekologicznych upraw!

## SISSEL® Palea

### Poduszka wypełniona orkiszem – prezent od natury!

- doskonale dopasowuje się do głowy oraz szyi
- zachowuje idealną linię kręgosłupa
- reguluje wilgotność oraz temperaturę
- nasiona zawierają ponad 90% dwutlenku krzemu, bardzo ważnego składnika ludzkich połączeń nerwowych i dlatego są bardzo łatwo przyswajalne
- wymiary: 40 x 60 cm
- uszyta z nietrawionej chemicznie bawełny

Zastrzeżenie: waga produktu może się nieznacznie wahać.

Numer kat.	Nazwa
111.001	SISSEL® Palea, poduszka bez poszewki

## SISSEL® Venosoft®

### Posiada zalety poduszki pod nogi połączone z zaletami pianki visco-elastic Temp-Control!

- górna warstwa pianki visco-elastic sprawia, że podparcie uniesionych nóg jest dodatkowo miłsze nawet dla cierpiących z powodu zapalenia żył
- do użytku przy drobnych problemach żylnych, przy żylakach, obrzękach, ociężałych nogach
- dostępne w 2 rozmiarach, zawiera poszewkę 65 x 50 x 22 cm, wzrost do 165 cm  
78 x 50 x 22 cm, wzrost od 165 cm



Numer kat.	Nazwa
140.004	SISSEL® Venosoft, mały, osoby do 165 cm
140.005	SISSEL® Venosoft, duży, osoby od 165 cm i powyżej
140.006	Poszewka, mała, biała
140.007	Poszewka, duża, biała



Posiada warstwę z pianki visco-elastic (3 cm).



**Dodatkowa broszura zawierająca ważne informacje o różnych dolegliwościach żylnych** (zob str. 6/7).



Możliwość regulacji podparcia stóp dzięki specjalnej podkładce.

Numer kat.	Nazwa
113.001	SISSEL® Materac nakładkowy, zaw. białą poszewkę, 80 x 200 x 7 cm
113.002	SISSEL® Materac nakładkowy, zaw. białą poszewkę, 90 x 200 x 7 cm
113.000	SISSEL® Materac nakładkowy, zaw. białą poszewkę, 100 x 200 x 7 cm

## SISSEL® Materac nakładkowy

### ... nowa jakość snu!

Po prostu nałóż nowy materac na swój stary.

- zapewnia optymalny rozkład nacisku wszystkich części ciała
- otwarte komórki pianki visco-elastic charakteryzujące się wysoką trwałością
- przylegając do ciała tworzy miękki ale stabilny zarazem kształt
- redukuje ból, zapobiega zeszywnieniom szyi
- poręczny i łatwy w transporcie dzięki małej wadze
- wysokiej jakości poszewka frotte wraz z zamkiem
- pranie w pralce
- 5 lat gwarancji

Uwaga: bardzo stare i zużyte materace redukują efekt naszej nakładki!



SISSEL® Materac nakładkowy dostosowuje się pod wpływem ciężaru ciała zapewniając równomierny rozkład siły nacisku.



Tradycyjny materac może powodować powstawanie punktów nadmiernego nacisku.





## SISSEL® Medi Support

**Wygodny odpoczynek, relaksujący sen!**

Wiele osób odczuwa dyskomfort odpoczywając na boku. Kolana leżących obok siebie nóg mogą wzajemnie wywierać nieprzyjemny nacisk. Nasz Medi Support zapobiega tym naciskom odciążając obie nogi!

- pomocny przy problemach z biodrami i kolanami
- zalecany po operacjach bioder
- proste dopasowanie za pomocą 2 wygodnych rzepów
- redukuje napięcie w stawach kolanowych
- zapobiega poceniu się nóg
- zapewnia optymalną pozycję przy leżeniu, miednica jest mniej wygięta
- wymiary: 17 x 20 cm, 10 cm w najniższym punkcie
- poszewka wykonana z bawełny (85 %) i poliestru
- 5 lat gwarancji

Numer kat.	Nazwa
170.060	SISSEL® Medi Support



- granatowy
- szary
- burgundowy

Nowy bardziej ergonomiczny kształt.

## SISSEL® Buchi®

**Elastyczna poduszka z wypełnieniem z naturalnej gryki!**

- naturalne wypełnienie utrzymujące ciepło
- doskonale dopasowuje się do szyi
- pomocny w długich podróżach samochodem, samolotem czy pociągami
- idealne podparcie np. gdy czytasz książkę
- dostępny w 3 atrakcyjnych kolorach: niebieskim, burgundowym oraz szarym

**Stojak**  
na 12 poduszek  
SISSEL® Buchi®  
(zob. str. 6/7).

Numer kat.	Nazwa
116.001	SISSEL® Buchi®, niebieski
116.003	SISSEL® Buchi®, burgundowy
116.004	SISSEL® Buchi®, szary
116.020	SISSEL® Buchi® stojak

## SISSEL® Comfort



### Przeznaczony dla osób w każdym wieku!

- doskonały dla kobiet karmiących piersią – odciąża ręce i ramiona
- przydatny przy siedzeniu dla osób starszych
- przeznaczony również do codziennego odpoczynku, pomocny przy małych dzieciach
- przydatny również u kobiet w ciąży oraz bezpośrednio po porodzie, wspomaga konkretne partie ciała jak mięśnie brzucha oraz krocza, które mogą w prosty sposób być odciążone poprzez leżenie na boku lub na plecach
- dostępne opcjonalne poszewki (100% bawełny)
- rozmiar ok. 195 x 35 cm

### Posiada trzy rodzaje wypełnienia:

- **nasza orkiszowa poduszka** – to naturalny produkt, chłodzący, testowany pod kątem skutków ubocznych, rekomendowany przez magazyn „Ökotex”, poduszki nie należy prać, waga ok. 5 kg
- **nasza poduszka wypełniona polistyrenem** – zawiera mikrogranulki, łatwo dopasowuje się do ciała, ma niewielką wagę, około 1,2 kg, nadaje się do prania w pralce w temp do 60° C
- **nasza poduszka z polipropylenem** – możliwość prania w temperaturze 95° C, istnieje możliwość sterylizacji w temp. do 140° C, waga około 1,2 kg, brak utraty objętości dzięki większym kuleczkom odpornym na ucisk i otarcia, posiada zastosowanie w szpitalach oraz domach przy opiece nad dziećmi, posiada również właściwości terapeutyczne w codziennym użytkowaniu



Stabilny spoczynek niemowlęcia podczas leżenia zarówno na plecach jak i w pozycji bocznej, niemowlę czuje się bezpiecznie i komfortowo otulone poduszką.

Posiada również terapeutyczne zastosowanie.




**Dostępne poszewki:**

 Poszewka  
Niebieskie graffiti

 Poszewka  
Zwierzaczki

 Poszewka Słońce,  
księżyc, gwiazdy

 Poszewka  
Afryka

 Poszewka  
Hibiskus

 Poszewka  
Rozgwiazdy

 Poszewka  
Wzorki

 Poszewka poliure-  
tanowa niebieska,  
paraprzepuszczalna

Numer kat.	Nazwa
170.001	SISSEL® Comfort, wypełnienie: Polistyrol
170.002	SISSEL® Comfort, wypełnienie: Nasiona orkisz
170.014	SISSEL® Comfort, wypełnienie: Polipropylen
170.008	Bawełniana poszewka, Africa
170.009	Bawełniana poszewka, Niebieskie graffiti
170.006	Bawełniana poszewka, Słońce, księżyc, gwiazdy
170.019	Bawełniana poszewka, Hibiskus
170.020	Bawełniana poszewka, Rozgwiazdy
170.021	Bawełniana poszewka, Wzorki
170.011	Bawełniana poszewka, Zwierzaczki
170.022	Poliuretanowa poszewka, niebieska (paraprzepuszczalna)





## Temp-Control® Orthopedic Pillow

Na naszych poduszkach z serii Temp-Control głowa oraz szyja spoczywają jakby nic nie ważyły. Doskonale się adaptując pozwalają na miękkie lecz zarazem stabilne podłoże. Specjalna krawędź i właściwości materiału oferują optymalne podparcie i utrzymują odcinek szyjny w poprawnej pozycji podczas snu. Stawy i mięśnie mogą swobodnie odpocząć i się zregenerować a cyrkulacja krwi nie jest zaburzona. Dzięki temu zaczynasz nowy dzień bez bólu oraz zesztywnienia karku! Poduszka jest uformowana w jednym kawałku co gwarantuje spójną, jednolitą całość i długą żywotność materiału. W przeciwieństwie do innych poduszek visco-elastic nasz Temp-Control nie twardnieje w niższych temperaturach. Nasza najnowsza poszewka z przyjemnego weluru zapewnia najwyższy komfort w dotyku.

### Co oznacza nowa jakość snu?

- wyjątkowy rozkład nacisku szyi i głowy na poduszkę
- specjalna otwarto-komórkowa pianka visco-elastic zapewniająca wysoką trwałość
- specjalnie przystosowany kształt służy redukcji napięcia mięśniowego, pomaga przy urazach i skoliozie szyjnej
- idealnie dopasowuje się do ciała tworząc miękką, przyjemną lecz stabilną podporę
- następuje efekt redukcji bólu i zapobiegania zesztywnieniom szyi
- łatwość w transporcie dzięki małej wadze
- poszewka na poduszkę zrobiona z najwyższej jakości weluru z zamkiem (prać w pralce do 40° C)
- dostępne również dodatkowe poszewki
- dostępna w 4 rozmiarach: rozmiary królewskie – S (63 x 31 x 8 cm), M (63 x 31 x 10), L (63 x 31 x 13 cm), oraz wersja Classic (48 x 31 x 10 cm)

Nowość: krótsza wersja naszej popularnej poduszki Temp-Control: Classic – 48 x 31 x 10 cm.



Nasze poduszki Temp-Control® doskonale podpierają kark nie powodując dużego nacisku. Zachowana jest naturalna krzywizna kręgosłupa.



Źła pozycja jest powodem wielu dolegliwości oraz bólu.



Numer kat.	Nazwa
112.001	Temp-Control® Poduszka ortopedyczna Królewska, rozm. S, zaw. welurową poszewkę, biała/jasny écru
112.002	Temp-Control® Poduszka ortopedyczna Królewska, rozm. M, zaw. welurową poszewkę, biała/jasny écru
112.003	Temp-Control® Poduszka ortopedyczna Królewska, rozm. L, zaw. welurową poszewkę, biała/jasny écru
112.202	Temp-Control® Poduszka ortopedyczna Classic, zaw. welurową poszewkę, biała/jasny écru
112.015	Poszewka Królewska, welur, biała/jasny écru, mała
112.025	Poszewka Królewska, welur, biała/jasny écru, średnia
112.035	Poszewka Królewska, welur, biała/jasny écru, duża
112.002.01	Poszewka Classic, welur, biała/écru

Numer kat.	Nazwa
113.009	Temp-Control® Materac, 80 x 200 x 20 cm
113.008	Temp-Control® Materac, 90 x 200 x 20 cm
113.010	Temp-Control® Materac, 100 x 200 x 20 cm
113.014	Temp-Control® Materac, 140 x 200 x 20 cm
113.016	Temp-Control® Materac, 160 x 200 x 20 cm
113.018	Temp-Control® Materac, 180 x 200 x 20 cm

## Temp-Control® Mattress

**Zdrowe połączenie komfortu i podparcia.** Idealnie dopasowujące się trzy różne warstwy pianki Temp-Control. Odpowiednia konfiguracja zapewnia nową jakość snu oraz dobre samopoczucie. Nasz wyjątkowy materiał podobnie jak w innych produktach z pianki visco-elastic idealnie dopasowuje się do ciała, miękki tam gdzie jest to wskazane a zarazem stabilny. Odczuwalna ulga prowadzi od całkowitego relaksu mięśni. Podświadoma, ciągła zmiana pozycji podczas snu jest skutecznie ograniczona. Jako rezultat odnajdziesz swój upragniony spokój podczas snu.

### Trzywarstwowa konstrukcja:

- **A:** Poprawiliśmy górną warstwę materaca. Obecnie posiada nową strukturę kości. Ruchome w każdym kierunku i naturalnie elastyczne pozwalają na lepsze dopasowanie do każdego obszaru ciała. Odpowiednia twardość wpływa kojąco na mięśnie. W dodatku zapewnia dobrą wentylację co przyczynia się do odprowadzania wilgoci.
  - **B:** Mocny i twardy środkowy wkład zrobiony jest ze specjalnej pianki zapewniającej właściwą stabilność.
  - **C:** Wierzchnia warstwa została podzielona na 7 stref dobranych specjalnie dla spoczywających na nich części ciała.
- wysokiej jakości pokrycie zapewnia dobry stosunek wentylacji do wchłaniania
  - posiada 5 lat gwarancji na zachowanie kształtu



Tradycyjny materac może generować strefy nadmiernego nacisku.



Materac oraz poduszka Temp-Control® zapewniają prawidłowe i najbardziej optymalne podparcie całego ciała.

### Poznaj nasze artykuły reklamowe!

Produkty dla serii Temp-Control® na stronach 6/7.



- Strefa 1:** Głowa
- Strefa 2:** Ramiona
- Strefa 3:** Plecy
- Strefa 4:** Miednica



Struktura materaca Temp-Control®





## SISSEL® Soft Touch

**Trzyczęściowy kompres: doskonały okład do specjalnych zastosowań na szyi, ramionach, nerkach i plecach.**

- szybkie nagrzewanie w mikrofalach lub gorącej wodzie
- przyjemne uczucie ciepła
- łatwy w użyciu
- podział na 3 sekcje
- powierzchnia przyjemna w dotyku
- łatwy w utrzymaniu czystości
- zawartość w pełni biodegradowalna



**Stosowany do terapii zimnem przy sportowych urazach, siniakach itp.**

- chłodzony w lodówce lub zamrażarce
- może być formowany nawet jako schłodzony

Numer kat.	Nazwa
150.008	SISSEL® Soft Touch, ok. 20 x 40 cm



## SISSEL® Hot-Cold-Soft-Pack

**Najlepszy do stosowania na plecy!**

- służy do wielokrotnego użytku
- możliwość ciepłego lub chłodnego okładu
- może być podgrzany w wodzie lub mikrofalach
- wymiary: 40 x 28



Numer kat.	Nazwa
150.015	SISSEL® Hot-Cold-Soft-Pack, 36 x 28 cm



**NOWOŚĆ**



Nowość! Teraz zdejmowany kompres chłodzący.



Ulotka „SISEL® Cold Therapy Compression“ (zob. str. 6/7).

## SISEL® Cold Therapy Compression

### łączy w sobie chłodzący kompres i usztywnienie!

- skutecznie łagodzi ból i zapalenie, zapobiega powstawaniu opuchlizny
- do leczenia sportowych urazów i schorzeń reumatycznych, zawiera pompkę do regulacji ciśnienia
- gęsty żel na długo zachowuje zimną temperaturę
- pasuje do odpowiedniego stawu dzięki wygodnemu zapięciu na rzep
- higieniczny i łatwy w utrzymaniu czystości
- stosowany przy: zapaleniach, zwyrodnieniach, bólach, schorzeniach reumatycznych, urazach sportowych
- modele dostępne w 3 wersjach na 4 różne stawy: nadgarstek, kolano/tokieć, łydka



nadgarstek



łydka



kolano/tokieć



Numer kat.	Nazwa
151.001	SISEL® Cold Therapy Compression nadgarstek
151.002	SISEL® Cold Therapy Compression łydka
151.003	SISEL® Cold Therapy Compression kolano/tokieć



## SISSEL® Pack



**SISSEL® Pack to prosty i skuteczny sposób na terapię ciepłem i zimnem w domu!**

- szybkie nagrzewanie w mikrofali lub piekarniku
- można chłodzić w lodówce (terapia zimnem)
- łatwy w użyciu, wiele zastosowań
- utrzymuje elastyczność do temp. -18°C
- wymiary: 12.7 x 25.4 cm
- opcjonalnie w zestawie z poszewką (100% poliester)

**NOWOŚĆ**



Numer kat.	Nazwa
150.007.10	SISSEL® Pack, pojedyncze opakowanie, 12.7 x 25.4 cm
150.007	SISSEL® Pack, w pudełku z poszewką, 12.7 x 25.4 cm

## SISSEL® Therm



**Nasz samo-aktywujący ciepły okład!**

- płynny przed użyciem, pomarańczowy i stały po użyciu
- rozgrzewa się do 54° C w kilka sekund
- do wielokrotnego użytku, gotowany przez 15 minut powraca do pierwotnego stanu
- wymiary: 20 x 44 cm

Uwaga: aby zapobiec uszkodzeniu Sissel Therm zaleca się gotowanie wraz z podłożonym od spodu materiałem, np. ręcznikiem.



Numer kat.	Nazwa
150.030	SISSEL® Therm, trzyczęściowy

## SISSEL® Vinotherm

**Nowy naturalny rozgrzewający kompres.**  
**Trzysekcyjny kompres przeznaczony**  
**do terapii ciepłem obszarów szyi,**  
**ramion, pleców!**

- wypełnienie zawiera 100% pestek winogron, nie zawiera żadnych innych dodatków
- wydziela przyjemny zapach po rozgrzaniu
- szybko i łatwo się nagrzewa w mikrofalówce lub piekarniku
- trzysekcyjny kształt dla wygodniejszego użycia
- wymiary: 35 x 19 cm

Zastrzeżenie: waga produktu może się nieznacznie wahać.



Numer kat.	Nazwa
150.120	SISSEL® Vinotherm



## SISSEL® Balu

**Milutkie poduszeczki z pestkami**  
**wiśni dla najmłodszych!**

- 20 cm
- 100 % bawełniana poszewka
- prać w 30 °C
- nagrzewać w mikrofalówce lub piekarniku

Zastrzeżenie: waga produktu może się nieznacznie wahać.



Zapytaj sprzedawcę o ulotki!  
 Ulotka „Matka i dziecko”  
 (zob str. 6/7).

Numer kat.	Nazwa
150.110	SISSEL® Balu, czerwony
150.111	SISSEL® Balu, pomarańczowy
150.112	SISSEL® Balu, jasny niebieski



## SISSEL® Cherry

### Naturalny „suchy” termofor do rozgrzewania ciała!

- lecznicze właściwości udowodnione przez dekady
- idealne zdrowe źródło ciepła dla niemowląt, małych dzieci jak również dorosłych
- pomocny przy wzdęciach i odrętwieniach spowodowanych zimą
- ruch pestek wiśni zapewnia delikatny masaż
- proste nagrzewanie w mikrofalach lub piekarniku
- dostępne w kolorze niebieskim, w wisienki oraz jako czerwone serduszeko
- rozmiary: 18 x 18 cm (mały), 23 x 26 cm (średni), 20 x 40 cm (duży)

Zastrzeżenie: waga produktu może się nieznacznie wahać.

Numer kat.	Nazwa
150.005	SISSEL® Cherry, 23 x 26 cm, niebieski
150.014	SISSEL® Cherry, 23 x 26 cm, wisienki
150.013	SISSEL® Cherry, w kształcie serca
150.016	SISSEL® Cherry, 20 x 40 cm, niebieski
150.019	SISSEL® Cherry, 20 x 40 cm, czerwony



## SISSEL® Cherry pas grzejący

**NOWOŚĆ**

### Błogie ciepło na napięte mięśnie pleców!

- zrównoważony, naturalny produkt wypełniony w 100% pestkami wiśni
- lekko wilgotny i rozgrzany łagodzi napięcia i likwiduje ból pleców
- pomocny przy wzdęciach i odrętwieniach
- zapewnia ciepło a lekki ruch pestek wiśni delikatnie masuje
- idealnie wyprofilowany dla skutecznego leczenia
- proste nagrzewanie w mikrofalach lub piekarniku
- poszewka 100% bawełny z rzepem
- kolor - niebieski
- rozmiar: ok. 50 x 17 cm (bez paska), jeden rozmiar

Zastrzeżenie: waga produktu może się nieznacznie wahać.



Numer kat.	Nazwa
150.000	SISSEL® Cherry pas grzejący

## SISSEL® Linum



**Od niepamiętnych czasów kompresy z nasion siemienia lnianego są udowodnionym naturalnym lekarstwem!**

- wiele zastosowań
- gładki i miękki swobodnie dopasowuje się do ciała,
- zapewnia przyjemne oraz efektywne użytkowanie
- zapewnia ulgę przy miejscowym nagrzewaniu w przypadku napięć mięśniowych, bólach brzucha itp.
- nagrzewanie w mikrofalach lub piekarniku
- nadaje się do prania
- wymiary: 37,5 cm x 36/32 cm
- 100% bawełniana poszewka

Zastrzeżenie: waga produktu może się nieznacznie wahać.



Numer kat.	Nazwa
150.051	SISSEL® Linum




## SISSEL® Linum Relax

### Nigdy więcej zimnych stóp!

Wypełnienie z nasion siemienia lnianego w naszych kapciach zachowuje ciepło nawet przez 2 godziny. Zwyczajnie podgrzane w piekarniku lub mikrofalach wystarczy założyć aby ciągu krótkiej chwili się ogrzać.

- koi ból i wspomaga krążenie
- w lecie można używać schłodzonych dla opuchniętych stóp
- komplet = 1 para
- jeden rozmiar
- dostępny w kolorze niebieskim oraz czerwonym
- 100% bawełniana poszewka

Zastrzeżenie: waga produktu może się nieznacznie wahać.



Numer kat.	Nazwa
150.100	SISSEL® Linum Relax, niebieski, para
150.101	SISSEL® Linum Relax, czerwony, para



## SISSEL® Sit Special 2 w 1

**Nowy wielofunkcyjny kształt poduszki dla wygodnego, delikatnego i poprawnego siedzenia. Idealnie odciąża kość krzyżową i guziczną!**

- wymusza poprawną pozycję kręgosłupa, jednocześnie odciążając kręgi i dyski
- specjalne zastosowanie po urazach i operacjach
- brak efektu zsuwania się nawet przy dłuższym siedzeniu
- dzięki unikalnemu wzdłużnemu mostkowi i dwóm anatomicznym zagłębieniom poprawisz jakość siedzenia i uczynisz je bardziej wygodnym nawet przy wielogodzinnym korzystaniu z poduszki
- mniejsza kształtka wykonana z miękkiej pianki visco-elastic w czasie użytkowania zapewnia dodatkowy komfort dla kości guzicznej
- 5 lata gwarancji na odkształcenia się pianki
- wyposażona w welurową poszewkę dającą się prać w pralce automatycznej, w 3 kolorach: beżowym, grafitowym oraz granatowym
- wymiary: 43 x 40 x 9 cm



Numer kat.	Nazwa
120.021	SISSEL® Sit Special 2 w 1, granatowy
120.022	SISSEL® Sit Special 2 w 1, szary/grafitowy
120.023	SISSEL® Sit Special 2 w 1, beżowy
120.021.01	SISSEL® Sit Special 2 w 1 dodatkowa poszewka, niebieska
120.022.01	SISSEL® Sit Special 2 w 1 dodatkowa poszewka, szara/grafitowa
120.023.01	SISSEL® Sit Special 2 w 1 dodatkowa poszewka, beżowa

**NOWOŚĆ**

## SISSEL® Sit belt

**Zdrowe siedzenie - wszędzie, w każdym miejscu!**

- niezawodne podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- wzmacnia poprawną, anatomiczną pozycję pionową podczas siedzenia
- zdrowe i łatwe siedzenie nawet podczas długiego użytkowania
- wygodny i zawsze gotowy do użycia, nawet podczas podróży
- wyposażony w praktyczne zamknięcie
- kolor: czarny
- rozmiar: uniwersalny regulowany



Numer kat.	Nazwa
162.102	SISSEL® Sit belt





## SISSEF® Sit Standard i Kolor

### ... wspomaga utrzymanie poprawnej postury!

- wymusza na kręgosłupie poprawną pozycję odciążając kręgi oraz dyski
- stabilna kształtka wycinana z jednego kawałka pianki
- klin do siedzenia posiada chropowatą, ułatwiającą siedzenie poszewkę wyposażoną również w warstwę antypoślizgową sprawdzającą się na gładkich powierzchniach
- poszewka może być prana w temp 30° C
- wymiary: 35 x 35 x 6,5 cm

Uwaga! Zalecane do krótkotrwałego korzystania. Do dłuższego zastosowania polecamy SISSEF® Sit Special 2 w 1 również z paskiem antypoślizgowym.



Klin do siedzenia w wersji Kolor zawiera gumowaną podkładkę.



Klin do siedzenia jest wykonany w 100% z pianki z recyklingu.




Numer kat.	Nazwa
120.001	SISSEF® Sit Kolor, klin z antypoślizgową poszewką, czarny w kolor
120.003	SISSEF® Sit Kolor, klin z antypoślizgową poszewką, niebieski/wzorki
120.004	SISSEF® Sit Kolor, ceglany/wzorki
120.005	SISSEF® Sit Standard, klin do siedzenia, bez poszewki
120.010	SISSEF® Sit Standard poszewka, czarna
120.011	SISSEF® Sit Standard poszewka, niebieska



## SISSEF® Sit Ring

### Przyjemne pozbawione odczucia ucisku korzystanie w trakcie siedzenia!

- dla osób z trudnościami z siedzeniem, po operacjach i po porodzie, przy dolegliwościach związanych z hemoroidami
- wykonany z pianki wolnej od CFC, przyjaznej środowisku
- może być używany w ubikacji i na krześle toaletowym
- hipoalergiczna oraz niepalna pianka z powodzeniem utrzymuje swój kształt
- wyposażona w przyjazną dla skóry 100% bawełnianą poszewkę frotte
- pianka może być prana ręcznie
- 2 warianty poduszki: okrągła i owalna



Numer kat.	Nazwa
121.017	SISSEF® Sit Ring, okrągły, zawiera poszewkę frotte, biały
121.018	SISSEF® Sit Ring, owalny, zawiera poszewkę frotte, biały
121.017.01	poszewka SISSEF® Sit Ring, okrągła/owalna, koloru frotte, biała



## SISSEL® DorsaBack & SISSEL® DorsaBack-Pad

### Wygodne siedzenie w każdym miejscu!

- zapobiega powstawaniu problemów z plecami
- wspomaga rehabilitację odcinka lędźwiowego
- regulowany kąt siedzenia od prostej pozycji do leżącej
- podtrzymuje całe plecy
- koryguje wadliwą postawę
- poprawia samopoczucie przez utrzymanie prawidłowej postawy
- łatwy w transporcie dzięki małej wadze: 2,3 kg
- 3 lata gwarancji
- DorsaBack Pad dostępny osobno

### Opcjonalnie: SISSEL® DorsaBack-Pad

- regulowana wysokość podparcia odcinka lędźwiowego
- kolory identyczne jak w SISSEL® DorsaBack

warstwy  
z naturalnej  
sklejki  
drewnianej

łatwa  
do czyszczenia  
poszewka

wysokiej jakości  
winyłowa  
pianka

antypoślizgowy  
spód



DODATKOWY,  
REGULOWANY KLIN  
DORSA-BACK PAD  
DOSTĘPNY W OPCJI



Numer kat.	Nazwa
121.005.20	SISSEL® DorsaBack+Pad, czarny
121.006.20	SISSEL® DorsaBack+Pad, szary
121.007.20	SISSEL® DorsaBack+Pad, niebieski
121.009	SISSEL® DorsaBack-Pad, czarny
121.010	SISSEL® DorsaBack-Pad, szary
121.011	SISSEL® DorsaBack-Pad, niebieski



## SISSEL® DorsaBack-Car

**Ciesz się wyjątkową wygodą jaką Sissel DorsaBack zapewni w Twoim samochodzie!**

- posiada anatomicznie wyprofilowany drewniany wkład
- podpira całą powierzchnię pleców
- może być z łatwością zamontowany na każdym samochodowym siedzeniu
- 3 lata gwarancji
- dodatkowe działanie zapewnia opcjonalny DorsaBack-Pad
- poszewka wykonana ze 100% poliestru

Uwaga! Nie używać jeżeli w samochodzie znajdują się boczne poduszki powietrzne.



Numer kat.	Nazwa
121.001	SISSEL® DorsaBack-Car, czarny
121.002	SISSEL® DorsaBack-Car, szary
121.003	SISSEL® DorsaBack-Car, niebieski
121.009	SISSEL® DorsaBack-Pad, czarny
121.010	SISSEL® DorsaBack-Pad, szary
121.011	SISSEL® DorsaBack-Pad, niebieski



## SISSEL® Back

**Leczy i zapobiega powstawaniu urazów będących wynikiem długotrwałego siedzenia w samochodzie!**

- poprawna pozycja podczas jazdy samochodem
- łatwe dopasowanie podczas jazdy dzięki dwóm wytrzymałym paskom
- SISSEL® Back łagodnie wymusza zdrową pozycję na odcinku lędźwiowym
- dostępne w granatowym i szarym kolorze
- wymiary: 33 x 33 cm, 100% bawełniana poszewka
- 5 lat gwarancji na odształcenia pianki.

Uwaga! Nie używać jeżeli w samochodzie znajdują się boczne poduszki powietrzne.



Numer kat.	Nazwa
121.015	SISSEL® Back, granatowa
121.016	SISSEL® Back, szara
121.015.01	Dodatkowa poszewka, granatowa
121.016.01	Dodatkowa poszewka, szara

## SISSEL® Tour

**Posiada łatwą regulację podparcia lędźwi!**

- mocowanie do siedzenia poprzez podłużny pasek umożliwiający swobodne dopasowywanie do indywidualnych potrzeb
- idealny do siedzeń bez regulacji podparcia lędźwi
- wyposażony w 100% bawełnianą poszewkę
- wycięty z pianki PU
- wymiary: 31,5 x 25,5 x 5,5 cm



Numer kat.	Nazwa
121.013	SISSEL® Tour, czarny
121.014	SISSEL® Tour, granatowa



## SISSEL® SITFIT® Plus

### Nasz udoskonalony SITFIT posiada 2 funkcje!

- doskonała kombinacja podkładki do siedzenia oraz poduszki wypełnionej powietrzem
- ergonomiczny kształt zapewnia optymalne aktywne użytkowanie oraz nadzwyczajny komfort podczas siedzenia
- odciąża górne partie ciała i rozbudowuje mięśnie pleców
- wymusza prawidłową pozycję
- użyteczne zarówno w ćwiczeniach pleców oraz dolnej części miednicy
- zawiera pompkę do odpowiedniego regulowania ciśnienia oraz plakat z ćwiczeniami
- nie zawiera lateksu
- dostępny w 3 kolorach
- rozmiar: średnica ok. 37 cm



Dodatkowe poszewki dostępne w 7 kolorach.

FREE OF PHTHALATES



- Część udowa z przodu**
- ustabilizowane siedzenie poprzez nową część udową
  - przystosowane do długiego siedzenia.



- Okrągła część z przodu**
- aktywne, dynamiczne siedzenie przeznaczone do krótszego siedzenia oraz ćwiczeń

Numer kat.	Nazwa
160.070	SISSEL® SITFIT® Plus – niebieski
160.071	SISSEL® SITFIT® Plus – czerwony
160.074	SISSEL® SITFIT® Plus – czarny
160.074.01	Poszewka SISSEL® SITFIT® Plus, niebieska
160.074.02	Poszewka SISSEL® SITFIT® Plus, pomarańczowa
160.074.03	Poszewka SISSEL® SITFIT® Plus, burgundowa
160.074.04	Poszewka SISSEL® SITFIT® Plus, szara
160.074.05	Poszewka SISSEL® SITFIT® Plus, zielona
160.074.06	Poszewka SISSEL® SITFIT® Plus, brązowa
160.074.07	Poszewka SISSEL® SITFIT® Plus, czarna

Dostępna ulotka dla klientów końcowych „SISSEL® SITFIT® Plus & Junior” (zob. str. 6/7).



Zawiera plakat z ćwiczeniami.



## SISSEL® SITFIT® Plus Junior

### Nigdy nie jest za wcześnie na prawidłowe siedzenie!

SISSEL® SITFIT® Plus Junior doskonale wzmocnia mięśnie pleców podczas siedzenia zarówno przy odrabianiu lekcji jak i przy korzystaniu z komputera

- dostępny w 3 kolorach
- rozmiar: średnica ok. 33 cm

Uwaga! Nie zaleca się aby dziecko siedziało na poduszce bez przerwy dłużej niż godzinę!

Dodatkowe poszewki dostępne w 3 kolorach.



FREE OF  
PHYTALATES



Numer kat.	Nazwa
160.200	SISSEL® SITFIT® Plus Junior, niebieski
160.201	SISSEL® SITFIT® Plus Junior, czerwony
160.204	SISSEL® SITFIT® Plus Junior, czarny
160.204.02	Poszewka SISSEL® SITFIT® Plus Junior, szary
160.204.08	Poszewka SISSEL® SITFIT® Plus Junior, niebieski
160.204.09	Poszewka SISSEL® SITFIT® Plus Junior, niebieski

## SISSEL® SITFIT®

### Aktywne siedzenie z SISSEL® SITFIT® do prosta droga do utrzymania zdrowych pleców bez uciążliwych ćwiczeń!

- zapewnia aktywne i dynamiczne siedzenie
- odciąża górne partie ciała i rozbudowuje mięśnie pleców
- wymusza prawidłową pozycję
- użyteczne zarówno w ćwiczeniach pleców oraz dolnej części miednicy
- zaworek do regulacji ciśnienia
- nie zawiera lateksu
- dostępny w 3 kolorach
- średnica ok 33 cm lub 36 cm



FREE OF  
PHYTALATES

Numer kat.	Nazwa
160.100	SISSEL® SITFIT®, 33 cm, czerwony
160.103	SISSEL® SITFIT®, 33 cm, czarny
160.104	SISSEL® SITFIT®, 33 cm, niebieski
160.110	SISSEL® SITFIT®, 36 cm, czerwony
160.113	SISSEL® SITFIT®, 36 cm, czarny
160.114	SISSEL® SITFIT®, 36 cm, niebieski
160.104.01	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 33 cm, niebieska
160.104.02	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 33 cm, pomarańczowa
160.104.03	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 33 cm, burgundowa
160.104.04	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 33 cm, szara
160.104.05	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 33 cm, zielona
160.104.06	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 33 cm, brązowa
160.104.07	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 33 cm, czarna
160.114.01	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 36 cm, niebieska
160.114.02	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 36 cm, pomarańczowa
160.114.03	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 36 cm, burgundowa
160.114.04	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 36 cm, szara
160.114.05	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 36 cm, zielona
160.114.06	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 36 cm, brązowa
160.114.07	Poszewka SISSEL® SITFIT®, 36 cm, czarna



## SISSEL® Balancefit Pad

NOWOŚĆ

Teraz dostępna również szersza wersja SISSEL® Balancefit Pad.

### Doskonały trening balansu!

- ćwiczy koordynację i reakcję
- służy do ćwiczeń stabilności ciała
- ćwiczy funkcje motoryczne poprawiające utrzymanie balansu
- do użytku w pomieszczeniu i na zewnątrz
- może być używany w wodzie
- posiada antypoślizgową powierzchnię
- wymiary: 50 x 41 x 6 cm, lub 97 x 41 x 6



SISSEL® Balancefit Pad



Zawiera plakat z ćwiczeniami.

FREE OF PHTHALATES



Numer kat.	Nazwa
162.040	SISSEL® Balancefit Pad, niebieski
162.041	SISSEL® Balancefit Pad duża, niebieski

NOWOŚĆ

## SISSEL® Spiky Dome

FREE OF PHTHALATES

### Znajdź swój balans i miej ciekawy trening!

- dla lepszej koordynacji i balansu
- wzrost fizycznej percepcji i mobilności
- doskonałe w każdym wieku
- generuje błogi masaż stóp
- relaksujące dla stóp ze względu na swój kształt
- bardzo trwała i mocna konstrukcja
- możliwość regulacji ciśnienia
- rozmiar: średnica 16 cm
- wolne od ftalanów
- zestaw 2 szt. jedna czerwona i jedna niebieska



ZESTAW 2 SZTUK



Numer kat.	Nazwa
161.040	SISSEL® Spiky Dome, zestaw 2 szt.

## SISSEL® Fit-Dome Pro

NOWOŚĆ

### Idealny trener równowagi, kardio, na wzmocnienie mięśni, oraz do ćwiczeń proprioceptywnych!

- doskonały do wszechstronnego, trening całego ciała
- dzięki platformie może być stosowany w górę lub w dół jako trening równowagi w różnych wariantach
- w zestawie wraz z pompą
- wymiary: 58 x 62 cm, 20 cm
- kolor: czerwony

Opcjonalnie dostępny tubbing.



Numer kat.	Nazwa
160.311	SISSEL® Fit-Dome Pro
160.311.10	SISSEL® tubbing do SISSEL® Fit-Dome Pro

FREE OF PHTHALATES



## SISSEL® Balance Board

### Do ćwiczenia balansu i koordynacji!

- polepsza funkcje koordynacyjne i motoryczne
- wzmacnia głębokie mięśnie
- zwiększa koncentrację
- wymiary: średnica ok 37 cm, wys. 8 cm



Zawiera plakat z ćwiczeniami.

Numer kat.	Nazwa
162.051	SISSEL® Balance Board



## SISSEL® Knut Aktywne Łosiątko

### Dzieci powinny bawić się i cieszyć ruchem!

- Sissel Knut wygląda czarująco i zachęca do aktywnej zabawy!
- wspomaga koordynację ciała
- mocna struktura tworzywa i odporny materiał
- nie zawiera ftalanów
- wysokość: 35 cm
- dostępny w kolorze czerwonym



FREE OF PHTHALATES



Numer kat.	Nazwa
600.004	SISSEL® Knut Aktywne Łosiątko

## SISSEL® Balancefit

### Wielofunkcyjny trening dla zwiększenia poczucia koordynacji oraz balansu jak również siły i poprawy krążenia!

- specjalnie wyprofilowane wypustki o dwóch różnych grubościach zwiększają zdolności percepcyjne ciała
- służy również do masażu stóp np. w przypadku problemów żylnych
- może również służyć jako aktywny dysk do siedzenia
- posiada zaworek do regulacji ciśnienia
- średnica ok. 34 cm
- dostępny w dwóch kolorach

FREE OF PHTHALATES



Większe wypustki na wierzchu odpowiednio stymulują i zwiększają zdolności percepcyjne ciała.



Numer kat.	Nazwa
162.030	SISSEL® Balancefit, czerwony
162.031	SISSEL® Balancefit, niebieski



## SISSEL® Securemax Exercise Ball & SISSEL® Securemax Exercise Ball Professional



### Idealna piłka do ćwiczeń całego ciała!

- posiada najwyższe standardy bezpieczeństwa
- odciąża zauważalnie kręgi oraz wzmacnia mięśnie pleców
- zachęca i pomaga prawidłowo siedzieć
- udowodnione działanie wspomagające przy rehabilitacji
- do użytku domowego lub w szkole, siłowni
- zawiera zestaw ćwiczeń
- powierzchnia posiada miłą w dotyku strukturę wyjątkowo wytrzymałą na tarcia

### System Securemax: dla Twojego bezpieczeństwa

- w przypadku przekłucia sprawia, że piłka nie pęka a jedynie powoli traci powietrze!

### SISSEL® Securemax Exercise Ball

- utrzymuje miejscowy, chwilowy nacisk do 500 kg
- odporna na rozerwanie do 130 kg wagi dynamicznej
- rozmiary: 45 cm, 55 cm, 65 cm lub 75 cm
- dostępny w kolorach: purpurowym, czerwonym, srebrnym

### SISSEL® Securemax Exercise Ball Professional

- odporna na rozerwanie do 165 kg wagi dynamicznej
- rozmiary: 45 cm, 55 cm, 65 cm lub 75 cm
- dostępny w kolorach: lodowo-niebieski

FREE OF  
PHTHALATES

Numer kat.	Nazwa
160.008	SISSEL® Securemax® Exercise Ball, 45 cm, purpurowy
160.013	SISSEL® Securemax® Exercise Ball, 55 cm, purpurowy
160.011	SISSEL® Securemax® Exercise Ball, 55 cm, czerwony
160.010	SISSEL® Securemax® Exercise Ball, 65 cm, purpurowy
160.009	SISSEL® Securemax® Exercise Ball, 65 cm, czerwony
160.012	SISSEL® Securemax® Exercise Ball, 65 cm, srebrny
160.015	SISSEL® Securemax® Exercise Ball, 75 cm, purpurowy
160.014	SISSEL® Securemax® Exercise Ball, 75 cm, srebrny
160.050	SISSEL® Securemax® Exercise Ball Professional, 55 cm
160.051	SISSEL® Securemax® Exercise Ball Professional, 65 cm
160.052	SISSEL® Securemax® Exercise Ball Professional, 75 cm



purpurowy  
45/55/65/75 cm



czerwony  
55/65 cm



srebrny  
65/75 cm

**Dostępna dodatkowa ulotka dla konsumentów.**  
„The natural way” zawierająca wszystkie produkty (zob str. 6/7).



lodowo-niebieski  
55/65/75 cm





## SISSEL® Exercise Ball

### To prosta droga na utrzymanie zdrowej formy!

- idealna do fitness oraz do siedzenia
- rozluźnia kręgosłup
- wspomaga prawidłową postawę podczas siedzenia
- wzmacnia mięśnie pleców
- odporna na rozerwanie do 165 kg wagi dynamicznej
- nie zawiera ftalanów, posiada system ABS
- dostępny w 2 kolorach: niebieskim oraz czerwonym
- rozmiary: 55 cm, 65 cm, 75 cm



FREE OF PHTHALATES



Zastrzeżenie: dla dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży zalecamy piłki z systemem securemax (patrz str. 34).

Numer kat.	Nazwa
160.060	SISSEL® Exercise Ball, 55 cm, niebieski
160.061	SISSEL® Exercise Ball, 55 cm, czerwony
160.062	SISSEL® Exercise Ball, 65 cm, czerwony
160.063	SISSEL® Exercise Ball, 65 cm, niebieski
160.064	SISSEL® Exercise Ball, 75 cm, niebieski
160.065	SISSEL® Exercise Ball, 75 cm, czerwony



Numer kat.	Nazwa
160.016	SISSEL® Stabilizator, 45 cm, czteroczęściowy, niebieski
160.017	Zestaw podstawek akrylowych, 3 elementy
700.001	Mini Pompka

## Aksesoria

### Stabilizator SISSEL® – dla bezpieczeństwa pracy i ćwiczeń!

Utrzymuje piłkę w jednym miejscu. Zapewnia stabilność i poczucie bezpieczeństwa w ćwiczeniach przeznaczonych w szczególności dla kobiet w ciąży. Pozwala również na wykonywanie ćwiczeń przygotowujących do porodu.

Nasz dodatkowy zestaw trzech podstawek zapewnia dużą oszczędność miejsca poprzez ułożenie 3 piłek wzdłuż (dotyczy piłek powyżej 65 cm).

Wyjątkowo wytrzymała Mini Pompka pracuje nawet w przypadku obciążonej piłki. Pompka posiada podwójny system tłoczenia, dzięki temu zyskujemy czas i nie tracimy aż tyle energii.


Podstawki



Mini Pompka

### Jak dobrać właściwy rozmiar?

Średnica piłki



Rozmiar należy dobrać mierząc długość swojej ręki od ramienia do nadgarstka. Ta odległość odzwierciedla minimalny rozmiar. Zawsze jednak wybieraj piłkę o rozmiarze nieco większym!



SISSEL® Stabilizator



Składa się z kilku części dzięki czemu jest łatwiejszy w transporcie i przechowywaniu.

## SISSEL® Fun & Active Band

### Praktyczna pomoc dla Twoich codziennych ćwiczeń!

- przyjemna i bardzo wytrzymała powierzchnia
- nie zawiera lateksu i jest bezwonna
- dostępne w 3 różnych stopniach oporu
- w praktycznym sportowym opakowaniu
- wymiary: ok. 15 x 200 cm
- dostępny również z atrakcyjnym promocyjnym opakowaniem mieszczącym 4 sztuki na każdy kolor



LATEX-FREE

Dostępne stopnie oporu:

-  lekki
-  średni
-  mocny



Numer kat.	Nazwa
163.200	SISSEL® Fun & Active Band, pomarańczowy, lekki
163.201	SISSEL® Fun & Active Band, żółty, średni
163.202	SISSEL® Fun & Active Band, zielony, mocny
163.210	Zestaw SISSEL® Fun & Active Band, 4 szt./kolor



## SISSEL® Exercise Loop

### Idealna pętla do Twoich ćwiczeń!

- doskonała pomoc dla treningu fitness oraz rehabilitacji
- szeroki zakres użycia: grupowe oraz osobiste treningi, gimnastyka wodna oraz ćwiczenia dla seniorów
- mała, poręczna i łatwa w użyciu
- możesz ją zabrać wszędzie ze sobą
- 2 pętle w zestawie: mocniejsza do rozbudowy mięśnia słabsza do fitness
- wymiary: 5 cm x 33 cm
- zawiera instrukcje oraz zestaw ćwiczeń



Zestaw dwóch pętli:

-  lekka
-  mocna



Numer kat.	Nazwa
163.110	SISSEL® Exercise Loop, Zestaw dwóch pętli





Dostępna również  
w długościach 5 m, 25 m i  
46 m.

7.5 x 200 cm taśma,  
zawiera zestaw  
ćwiczeń

Posiada  
specjalny  
zatrząsk.

## SISSEL® Fitband & SISSEL® Fitband Essential

### ...do treningu i fizjoterapii!

- pomocne ćwiczenia dla terapii pooperacyjnej,
- rozbudowywania mięśni i rozwoju ruchowego
- łatwy i przystępny sposób na zwiększenie siły, wytrzymałości, i koordynacji

**SISSEL® Fitband:** 7,5 cm x 2 m zawiera

- 1 zatrząsk oraz zestaw ćwiczeń
- dostępne w 4 stopniach oporu dla progresywnego treningu
- dostępna również w rozmiarach: ok. 15 cm x 5 m / 15 cm x 25 m i 15 cm x 46 m

**SISSEL® Fitband Essential:** ok. 15 cm x 2,5 m

### Dostępne stopnie oporu:

-  lekki
-  średni
-  mocny
-  bardzo mocny

**NOWOŚĆ**



**NOWOŚĆ!** SISSEL® Fitband Essential 15cm x 2,5m dostępna w pudełku.



Numer kat.	Nazwa
163.005	SISSEL® Fitband, żółty (lekki), 7,5 cm x 2 m
163.006	SISSEL® Fitband, czerwony (średni), 7,5 cm x 2 m
163.007	SISSEL® Fitband, zielony (mocny), 7,5 cm x 2 m
163.008	SISSEL® Fitband, niebieski (bardzo mocny), 7,5 cm x 2 m
163.009	SISSEL® Fitband, żółty (lekki), 14,5 cm x 5 m
163.010	SISSEL® Fitband, czerwony (średni), 14,5 cm x 5 m
163.011	SISSEL® Fitband, zielony (mocny), 14,5 cm x 5 m
163.012	SISSEL® Fitband, niebieski (bardzo mocny), 14,5 cm x 5 m
163.013	SISSEL® Fitband, żółty (lekki), 14,5 cm x 25 m
163.014	SISSEL® Fitband, czerwony (średni), 14,5 cm x 25 m
163.015	SISSEL® Fitband, zielony (mocny), 14,5 cm x 25 m
163.016	SISSEL® Fitband, niebieski (bardzo mocny), 14,5 cm x 25 m
163.060	SISSEL® Fitband, żółty (lekki), 14,5 cm x 46 m
163.061	SISSEL® Fitband, czerwony (średni), 14,5 cm x 46 m
163.062	SISSEL® Fitband, zielony (mocny), 14,5 cm x 46 m
163.063	SISSEL® Fitband, niebieski (bardzo mocny), 14,5 cm x 46 m
163.101	SISSEL® Fitband ESSENTIAL, żółta (lekka) 15 cm x 2,5 m
163.102	SISSEL® Fitband ESSENTIAL, czerwony (średni) 15 cm x 2,5 m
163.103	SISSEL® Fitband ESSENTIAL, zielony (mocny) 15 cm x 2,5 m
163.104	SISSEL® Fitband ESSENTIAL, niebieski (bardzo mocny) 15 cm x 2,5 m

## SISSEL® Fit-Tubes and Fit-Rings

### Mały, wszechstronny i poręczny tubing do efektywnego ćwiczenia!

- dla dobrego samopoczucia, rehabilitacji, treningu mięśni oraz aerobiku
- plakat z ćwiczeniami oraz stretchingiem na górne partie mięśni i nogi
- wysokiej jakości uchwyty z pianki dla lepszego uchwytu

#### Stopnie oporu:

-  lekki
-  średni
-  mocny
-  bardzo mocny



SISSEL® Fit-Tubes

Nowość: elastyczny i higieniczny uchwyt.



SISSEL® Fit-Rings z wysokiej jakości piankowymi rączkami.

Numer kat.	Nazwa
163.030	SISSEL® Fit-Tube, żółty (lekki), zaw. zestaw ćwiczeń
163.031	SISSEL® Fit-Tube, czerwony (średni), zaw. zestaw ćwiczeń
163.032	SISSEL® Fit-Tube, zielony (mocny), zaw. zestaw ćwiczeń
163.033	SISSEL® Fit-Tube, niebieski (bardzo mocny), zaw. zestaw ćwiczeń
163.021	SISSEL® Fit-Ring, żółty (lekki), z uchwytami
163.022	SISSEL® Fit-Ring, czerwony (średni), z uchwytami
163.023	SISSEL® Fit-Ring, zielony (mocny), z uchwytami
163.024	SISSEL® Fit-Ring, niebieski (bardzo mocny), z uchwytami

SISSEL® Fit-Tube dostępne są również w tańszej wersji bez pudełka!



Zawiera zestaw ćwiczeń.





## SISSEL® Sport-Swing®

### Wielozadaniowy drążek do dynamicznych ćwiczeń głęboko położonych mięśni!

- zaprojektowany specjalnie aby wzmacniać mięśnie korpusu, dla treningu kardio i siłowego, treningu głębokich mięśni oraz zwiększenia koordynacji i ujędrnienia ciała
- specjalnie stworzony do profesjonalnych zastosowań sportowych oraz fitness
- ergonomiczny uchwyt dla łatwiejszego, bezpieczniejszego trzymania
- antypoślizgowa rączka wysokiej jakości
- bardzo chropowaty drążek zapewnia stonowane wibracje
- długość: ok. 150 cm



**Praktyczna torba** na SISSEL® Sport-Swing® już dostępna!



Nasz **stojak** mieści 14 SISSEL® Sport-Swings®



Zawiera plakat z ćwiczeniami.

Numer kat.	Nazwa
162.055	SISSEL® Sport-Swing, zaw. plakat z ćwiczeniami
162.055.20	Stojak na 14 SISSEL® Sport-Swing®
162.055.15	Torba SISSEL® Sport-Swing®

SISSEL® Sport-Swing dostępny w pudełku lub bez

## SISSEL® Yoga Mat

### Doskonała mata dla fanów jogi zwłaszcza dla początkujących!

- wolny od niebezpiecznych substancji
- dostępny w 2 kolorach: różowym oraz królewskim niebieskim
- wymiary: ok. 180 x 60 x 0,4
- opcjonalnie: torba



Dostępna ulotka dla klientów końcowych „Pilates & Yoga” (zob str. 6/7).



Numer kat.	Nazwa
200.024	SISSEL® Yoga Mat, królewski niebieski
200.025	SISSEL® Yoga Mat, różowa
200.010.015	Torba na matę



## SISSEL® Yoga Relax Cushion

NOWOŚĆ

### Dla momentów relaksu!

- atrakcyjna poduszka do jogi
- idealna do ćwiczeń, relaksacji i siedzenia
- maksymalny komfort siedzenia
- wypełnienie: 100% orkisz (ok 27 l)
- odpyloni poddany obróbce cieplnej
- rozmiar: średnica ok. 40 cm
- wysokość ok. 15 cm
- waga z wypełnieniem ok 2,6 kg
- kolor: bordowa i zielona

Zastrzeżenie: waga produktu może się nieznacznie wahać.



Numer kat.	Nazwa
110.200	SISSEL® Yoga Relax Cushion, zielona
110.201	SISSEL® Yoga Relax Cushion, bordowa

## SISSEL® Yoga Mat „Flower”

### Atrakcyjna i unikatowa mata kwiatowa!

- oryginalna i solidna mata do jogi
- modny i atrakcyjny wzór z kwiatami
- wolny od szkodliwych substancji
- dostępny w tonacji pomarańczowej i zielonej
- wymiary: ok. 180 x 60 x 0,4 cm
- zawiera solidne obszycie

Numer kat.	Nazwa
200.020	SISSEL® Yoga Mat „Flower”, pomarańczowa
200.021	SISSEL® Yoga Mat „Flower”, zielona
200.010.015	Torba na matę



## SISSEL® Yoga Mat Cork

### Przyjazna dla skóry mata do jogi wykonana z korka!

- przyjazna dla skóry, ciepła
- zrobiona z naturalnego korka
- elegancki wygląd oraz zaokrąglone krawędzie
- antypoślizgowa dzięki piance TPE przyklejonej naturalną żywicą
- poręczna, łatwa w zwijaniu, posiada podwójne tasiemki
- wykończona luksusowym, satynowym obszyciem
- wymiary: ok. 180 x 60 x 0,4 cm
- opcjonalnie: torba



Numer kat.	Nazwa
200.022	SISSEL® Yoga Mat Cork
200.010.015	Torba na matę



## Pasy i bloczki do jogi od SISSEL®

### Ucieczka od codzienności poprzez koncentrację, medytacje oraz specjalne ćwiczenia!

- praktyczne dla początkujących jak i zaawansowanych
- bloczek do jogi dostępny w dwóch różnych modelach:
  - wyjątkowo lekki, wytrzymały, zrobiony z pianki w kolorze burgundowym, wymiary ok. 22,5 x 15 x 7,5 cm, lub
  - bloczek zrobiony z korka o wymiarach ok. 23 x 12 x 7,5 cm
- pas do jogi: wzmocniony bawełniany w kolorze naturalnym, wymiary: ok. 3,78 x 180 cm lub 3,78 x 300 cm

Numer kat.	Nazwa
162.065	SISSEL® Joga blok, burgundowy
162.066	SISSEL® Joga blok, korkowy
162.060	SISSEL® Joga pas, 1,8 m
162.061	SISSEL® Joga pas, 3 m



FREE OF  
PHTHALATES

## SISSEL® Gym Mat Professional

### Nasza twardsza mata – to idealny stosunek właściwości pochłaniających uderzenia do rozkładu ciężaru podczas ćwiczeń!

- jednorodna powierzchnia dla lepszej higieny
- przyjazna dla skóry, ciepła
- antypoślizgowa
- zrobiona z wytrzymałego tworzywa (pianka NBR)
- odporna na ścieranie
- łatwo się zwija i rozwija
- modna falowana struktura wraz z zaokrąglonymi krawędziami
- zawiera tłoczone logo SISSEL®
- 2 kolory: niebieski oraz czerwony (tylko 60 cm)
- wymiary: 180 x 60 x 2 cm
- opcjonalnie: torba na matę



Dostępna praktyczna torba!



NOWOŚĆ

nowoczesna falowana powierzchnia



## SISSEL® Gym Mat

### Najbardziej optymalna mata do sportu i treningu fitness, zarówno w domu jak i w klubie!

- higieniczna i łatwa w czyszczeniu
- przyjemna dla skóry, ciepła
- poręczna i łatwa do zwijania
- optymalne właściwości absorbujące wstrząsy
- sprawdzone wysokiej jakości tworzywo piankowe dla lepszej amortyzacji
- modna falowana struktura
- farbowane logo SISSEL®
- dostępna w 2 kolorach: niebieskim i czerwonym
- wymiary: 180 x 60 x 1,5
- opcjonalnie: torba na matę



FREE OF  
PHTHALATES



Numer kat.

Numer kat.	Nazwa
200.001.5	SISSEL® Gym Mat, niebieski, 180 x 60 x 1.5 cm
200.002.5	SISSEL® Gym Mat, czerwony, 180 x 60 x 1.5 cm
200.010.015	Torba

SISSEL® Gym Mat dostępny również bez pudełka

## SISSEL® SISSEL® Pilates & Yoga Mat

### Poręczna i łatwa w zwijaniu!

- wysokiej jakości, antypoślizgowa mata
- higieniczna i prosta w czyszczeniu
- poręczna i łatwa do zwijania
- wykonana z atrakcyjnego materiału
- wolna od niebezpiecznych substancji
- wymiary: ok. 60 x 170 x 0,6 cm



Numer kat.	Nazwa
310.040	SISSEL® Pilates & Yoga Mat
200.010.015	Torba

## SISSEL® Pilates Circle

### Duża różnorodność ćwiczeń dla nóg i rąk!

- obręcz o średnim stopniu oporu
- środek stanowi metalowa obręcz wraz z dwoma uchwytami
- zawiera plakat z ćwiczeniami
- średnica: ok. 38 cm



Zawiera plakat z ćwiczeniami



DVD na str. 49

Numer kat.	Nazwa
310.020	SISSEL® Pilates Circle, zaw. plakat z ćwiczeniami



## SISSEL® Ręcznik sportowy Pilates

- wysokiej jakości, miły w dotyku sportowy ręcznik z logo Sissel Pilates
- 100% bawełny
- wymiary: ok. 50 x 100 cm



Numer kat.	Nazwa
310.080	SISSEL® Pilates ręcznik sportowy

## SISSEL® Pilates Roller Pro

### Nasze wzorowe narzędzie do Pilatesu!

- właściwy dla podstawowych i zaawansowanych ćwiczeń
- rozszerza zakres Twoich ćwiczeń w Pilatesie
- bardziej chropowaty niż Sissel® Pilates Roller
- doskonale nadaje się do zaawansowanych ćwiczeń w profesjonalnych siłowniach i fitness klubach
- zawiera plakat z ćwiczeniami
- dostępne w kolorach: jednolity niebieski oraz marmurowy niebieski
- materiał: syntetyczna guma
- średnica: ok. 15 cm, długość: 90 i 100 cm



SISSEL® Pilates Roller Pro, 90 cm

FREE OF PHTHALATES



DVD zob. str. 49



Zawiera plakat z ćwiczeniami.

### A do relaksu po ćwiczeniach:

## SISSEL® Massage Roller

więcej informacji na str. 54

SISSEL® Massage Roller 45 cm

NOWOŚĆ



Numer kat.	Nazwa
310.011	SISSEL® Pilates Roller Pro, 90 cm, jednolity niebieski, zaw. ćwiczenia
310.014	SISSEL® Pilates Roller Pro, 100 cm, jednolity niebieski, zaw. ćwiczenia
310.025	SISSEL® Massage Roller Pro, 45 cm, jednolity niebieski, zaw. ćwiczenia
Nowość! SISSEL® Pilates Roller Pro Anatomic (patrz str. 49)	



## SISSEL® Pilates Roller

### Praktyczny dodatek do ćwiczeń Pilatesu na macie. Wspomaga koordynację i stabilizację, doskonale nadaje się do rehabilitacji!

- materiał: wzmocniona pianka
- średnica: 15 cm, długość 90 i 100 cm
- zawiera plakat z ćwiczeniami
- pasuje również do Pilates Roller Center



FREE OF PHTHALATES

Numer kat.	Nazwa
310.010	SISSEL® Pilates Roller, 90 cm, biały, zaw. plakat z ćwiczeniami
310.013	SISSEL® Pilates Roller, 100 cm, biały, zaw. plakat z ćwiczeniami



Dostępna  
praktyczna torba!



FREE OF  
PHTHALATES

## SISSEL® Pilates Roller Pro Soft

### Miękki i delikatny roller!

- roller przeznaczony dla początkujących oraz zaawansowanych użytkowników
- zwiększa zakres ćwiczeń i dodaje wiele opcji w Pilatesie
- bardziej miękki materiał odpowiednio reaguje na nacisk stając się bardziej przyjaznym i stabilnym podczas spoczywania na nim (doskonały dla początkujących w Pilatesie)
- wymiary: 15 x 90 cm
- zawiera również plakat z ćwiczeniami

Numer kat.	Nazwa
------------	-------

310.015	SISSEL® Pilates Roller Pro Soft, zaw. plakat z ćwiczeniami
---------	--

## SISSEL® Pilates Roller Center

- zaprojektowany aby pomieścić 5 rollerów
- wykonany z syntetycznej gumy
- pasuje do wszystkich rodzajów rollerów firmy SISSEL®
- wymiary: 95 x 19.5 x 6 cm



Numer kat.	Nazwa
------------	-------

310.100	SISSEL® Pilates Roller Center
---------	-------------------------------



**NOWOŚĆ**

## SISSEL® Pilates Roller Head Align Dynamic

### Niezawodne podtrzymanie szyi w ćwiczeniach pilatesu!

- innowacyjny produkt i nowość na rynku
- praktyczne narzędzie do pracy na macie i na rollerach
- zapobiega nadmiernemu naciągnięciu kręgosłupa szyjnego
- dla optymalnego wyrównania ciała
- zaokrąglony kształt dla dynamicznego pozycjonowania
- utrzymuje głowę w poprawnej anatomicznej pozycji
- użyteczny skierowany do góry i do dołu
- kolor: marmurkowy niebieski
- materiał: przyjazna dla skóry syntetyczna guma (soft EVA)
- wolne od ftalanów
- pasuje do każdego rollera

FREE OF  
PHTHALATES



Zawiera plakat z ćwiczeniami.



Numer kat.	Nazwa
------------	-------

310.101	SISSEL® Pilates Roller Center
---------	-------------------------------



## SISSEL® Pilates Band

### Wspomaga nowe dynamiczne ćwiczenia na macie!

Sissel Pilates Band jest bawełnianą taśmą składającą się z połączonych kieszeni, do przytrzymania rąk lub stóp w zależności od danego ćwiczenia. To drobne wsparcie pomaga Ci osiągnąć stabilność kręgosłupa i wzorową postawę. Dodatkowo taśma oferuje różne stopnie zwiększające intensywność ćwiczenia.

- wymiary: 20 x 125 cm z 6 połączonymi kieszeniami
- kolor: czerwony, niebieski i naturalny
- zawiera plakat z wybranymi ćwiczeniami
- wykonany ze 100% bawełny



DVD zob. str. 49

Numer kat.	Nazwa
310.050	SISSEL® Pilates Band, naturalny
310.051	SISSEL® Pilates Band, niebieski
310.052	SISSEL® Pilates Band, czerwony

## SISSEL® Pilates Toning Ball

### doskonały dodatek do ćwiczeń Pilatesu na Twojej macie!

- pomaga w ćwiczeniach rąk, ramion i górnych partii ciała
- piłeczka z obciążeniem może być z łatwością stosowana do wielu dodatkowych ćwiczeń z zakresu Pilatesu
- dostępny w 2 ciężarach: 450 i 900 gram, zestaw 2 szt.
- średnica ok. 9 cm
- kolor: niebieski



DVD zob. str. 49



Numer kat.	Nazwa
310.037	SISSEL® Pilates Toning Ball, 450 g
310.038	SISSEL® Pilates Toning Ball, 900 g



## SISSEL® Pilates Soft Ball

### Wspomaga głęboką relaksację!

- wzmacnia mięśnie
- dobra do ćwiczeń kręgosłupa i mięśni brzucha
- dostępna w 2 rozmiarach: ok. 22 cm i ok. 26 cm
- zawiera instrukcje z ćwiczeniami



DVD zob. str. 49



Numer kat.	Nazwa
310.030	SISSEL® Pilates Soft Ball, 22 cm
310.031	SISSEL® Pilates Soft Ball, 26 cm





## SISSEL® Pilates Socks

### Skarpetki z palcami dla lepszego czucia i poprawnych ćwiczeń!

- gumowane od spodu
- 2 rozmiary: small/medium, large/x-large

### SISSEL® Pilates Socks – bawełniane

- wykonane w 85% z bawełny oraz poliestru i spandeksu
- kolor: czarny

### SISSEL® Pilates Socks – z przędzy bambusowej

- higieniczne, przewiewne, absorbują pot
- zapewniają optymalną cyrkulację powietrza
- wykonane w 70% z włókien wiskozowych, 25% z poliestru, 5% ze spandeksu
- kolor: różowy oraz jasny niebieski

NOWOŚĆ

Numer kat.	Nazwa
310.060	SISSEL® Pilates Socks – bawełna, L/XL (40-45), czarny
310.070	SISSEL® Pilates Socks – bawełna, S/M (35-40), czarny
310.061	SISSEL® Pilates Socks – wiskoza, L/XL (40-45), fuchsia
310.071	SISSEL® Pilates Socks – wiskoza, S/M (35-40), fuchsia
310.062	SISSEL® Pilates Socks – wiskoza, L/XL (40-45), błękitny
310.073	SISSEL® Pilates Socks – wiskoza, S/M (35-40), błękitny



Numer kat.	Nazwa
	SISSEL® Pilates - Rękawiczki do ćwiczeń

## SISSEL® Pilates - Rękawiczki do ćwiczeń

### Bezpieczny uchwyt do ćwiczeń na macie i treningu siłowy!

- higieniczne, antibakteryjne, dobrze chłoną pot
- powierzchnia z gumą antypoślizgową dla bezpiecznego chwytu
- wygodne, wytrzymałe i oddychające
- odkryte palce dla lepszej percepcji dotykowej
- materiał: 70% wiskoza, 25% poliester i 5% elastan



## SISSEL® Pilates Roller Pro Anatomic

### Doskonałe dostosowanie ciała do ćwiczeń na rollerze!

- przeznaczony do skutecznego i celowego treningu
- wykorzystywany do wzmocnienia mięśni brzucha
- wspiera i stabilizuje kręgosłup
- eliptyczny kształt prowadzi kręgosłup do naturalnej zrelaksowanej pozycji
- materiał: syntetyczna guma
- rozmiar: około. 90 x 15 x 15 cm
- zawiera plakat z ćwiczeniami
- kolor: zielony

Intensywne działanie aktywuje obieg tkanek.

Numer kat.	Nazwa
	SISSEL® Pilates Roller Pro Anatomic

## SISSEL® Pilates DVD

### Ćwiczenia pokazane w naszych DVD oparte są na treningu twórcy całej koncepcji Josepha Pilatesa!

Ćwiczenia pokazane w naszych DVD oparte są na treningu twórcy całej koncepcji Josepha Pilatesa. Ćwiczenia powinny być wykonywane uważnie w pełnej koncentracji, precyzyjnie kontrolując swoje ruchy. Powinniście być świadomi swoich możliwości, uważnie oddychać w rytmie ruchów.

- DVD SISSEL® ćwiczenia z piłką i taśmą do pilatesa
- DVD SISSEL® Pilates - ćwiczenia na macie

Numer kat.	Nazwa
310.002	DVD SISSEL® Pilates Ball & Band Workout, Niemiecki
310.072	DVD SISSEL® Pilates Ball & Band Workout, Angielski
310.004	DVD SISSEL® Pilates Matwork, Niemiecki
310.003	DVD SISSEL® Pilates Roller & Circle Workout, Niemiecki
310.005	DVD SISSEL® Pilates Roller & Circle Workout, Angielski
310.006	DVD SISSEL® Pilates Roller & Circle Workout, Francuski
310.007	DVD SISSEL® Pilates Toning Ball Workout, Niemiecki
310.008	DVD SISSEL® Pilates Balance Workout, Niemiecki
310.009	DVD SISSEL® Pilates „One hour exercise for your back”, Niemiecki

- DVD SISSEL® Pilates - ćwiczenia z obręczą i rollerem
- DVD SISSEL® Pilates - ćwiczenia z obciążeniem
- DVD SISSEL® Pilates - ćwiczenia balansu
- DVD SISSEL® Pilates „Godzinne ćwiczenia na plecy”



## SISSEL® Pilates Core Trainer

### Wszeczhronne narzędzie do efektywnego treningu kręgosłupa!

- wykorzystywane do wzmocnienia pleców, ramion i mięśni nóg
- zbudowane z czterech pętli do jednoczesnego treningu rąk i nóg
- doskonale do ukierunkowanego kształtowania poszczególnych stref ciała
- nadaje się do fitnessu, aerobiku i terapii
- bezpieczny chwyt z wysokiej jakości higienicznymi rączkami
- materiał: latex wielowarstwowy o średnim oporze
- wolny od ftalanów
- zawiera zestaw ćwiczeń
- kolor: zielony
- rozmiar: wewnętrzna średnica- 5 mm, grubość ścianki -1,5 mm

Numer kat.	Nazwa
310.121.30	SISSEL® Pilates Core Trainer



## SISSEL® Press-Balls and SISSEL® Press-Eggs

### Trening dłoni w każdym miejscu!

- pozwala na specyficzny trening ręki i przedramienia zwiększający ich możliwości ruchowe
- ćwiczy wszystkie mięśnie dłoni
- dostępny w 4 różnych twardościach
- zawiera broszurkę z ćwiczeniami
- SISSEL® Press-Ball – nadaje się najlepiej do ćwiczenia palców dłoni
- SISSEL® Press-Egg – idealny do rehabilitacji ręki, posiada ergonomiczny kształt lepiej pasujący do dłoni

#### Twardości:

-  miękka
-  średnia
-  twarda
-  bardzo twarda

Numer kat.	Nazwa
162.005	SISSEL® Press-Ball, miękka
162.006	SISSEL® Press-Ball, średnia
162.007	SISSEL® Press-Ball, twarda
162.008	SISSEL® Press-Ball, bardzo twarda
162.011	SISSEL® Press-Egg, miękka
162.012	SISSEL® Press-Egg, średnia
162.013	SISSEL® Press-Egg, twarda
162.014	SISSEL® Press-Egg, bardzo twarda



SISSEL® Press-Ball  
– najlepsza do trenowania palców.



SISSEL® Press-Egg  
– doskonale nadaje się do rehabilitacji dłoni.



## SISSEL® Ergo-Ball

### Aktywna zabawa dla całej rodziny!

- ta piłeczka dzięki swej sześciu wypustkowej konstrukcji za każdym razem rzucona na ziemię odbija się w innym, nieprzewidywalnym kierunku
- ćwiczy refleks i synchronizację ręka-oko
- wytrzymała, łatwa w myciu i higienizacji



Numer kat.	Nazwa
162.022	SISSEL® Ergo-Ball, czerwony

## SISSEL® Theraputty

### Specjalna masa terapeutyczna do ćwiczeń palców i ręki!

- stosowana do rehabilitacji przy uelastycznianiu palców i dłoni
- zastosowanie po zabiegach, urazach ręki i chorobach reumatycznych
- dostępne w pięciu odmiennych stopniach twardości dzięki czemu można stopniować trening

#### Twardości:

-  miękka
-  bardzo miękka
-  średnia
-  twarda
-  bardzo twarda

Numer kat.	Nazwa
162.001	SISSEL® Theraputty, bardzo miękka, 85 g
162.003	SISSEL® Theraputty, miękka, 85 g
162.004	SISSEL® Theraputty, średnia, 85 g
162.009	SISSEL® Theraputty, twarda, 85 g
162.010	SISSEL® Theraputty, bardzo twarda, 85 g



## SISSEL® REHA Pro

**SISSEL® REHA Pro oferuje wiele możliwości i sposobów aby wzmocnić i odblokować nadgarstek oraz przedramię!**

- łatwy w użyciu może być stosowany w sporcie jak również w fizjoterapii i rehabilitacji
- specjalny zacisk zapobiegający nadmiernemu napięciu
- precyzyjne ustawienia odległości rączki
- płynna regulacja oporu

Numer kat.	Nazwa
162.025	SISSEL® Reha Pro



## SISSEL® Hand Grip

**Zaprojektowany do użytku sportowego oraz rehabilitacji!**

- wzmacnia mięśnie dłoni oraz przedramienia
- poprawia ruchomość palców
- płynna regulacja
- antypoślizgowy uchwyt
- dostępny w 2 różnych wariantach: do terapii (pomarańczowy) 2-15 kg sportowy (niebieski) 5-20 kg



Numer kat.	Nazwa
162.100	SISSEL® Hand Grip Sport, niebieski
162.101	SISSEL® Hand Grip Therapy, pomarańczowy





## SISSEL® Spiky Twin Roller

**Bardzo efektywny a zarazem łatwy sposób na masaż!**

- przeznaczony do rozluźniania napiętych mięśni i ogólnego odprężenia
- idealnie pasuje do masażu długich mięśni wzdłuż kręgosłupa
- poprawia krążenie i zwiększa metabolizm komórek
- poprawia krążenie krwi i limfy
- przydatny również w refleksologii
- zaprojektowany do wieloletniego użytkowania



Numer kat.	Nazwa
162.052	SISSEL® Spiky Twin Roller



## SISSEL® Spiky-Ball

**Szybki i łatwy masaż zawsze i wszędzie!**

- rozmasowuje napięcie mięśniowe
- wspomaga krążenie krwi
- posiada zaworek do regulacji ciśnienia
- poręczny zestaw składający się z 2 piłeczek
- nadaje się do pobudzania odpowiednich stref stopy
- do wieloletniego użytkowania



Numer kat.	Nazwa
161.008	SISSEL® Spiky Ball, żółty (8 cm), 2 piłeczki w zestawie
161.009	SISSEL® Spiky Ball, czerwony (9 cm), 2 piłeczki w zestawie
161.010	SISSEL® Spiky Ball, niebieski (10 cm), 2 piłeczki w zestawie
SISSEL® Spiky Ball, dostępne również bez pudełka	

## SISSEL® Acupressure Mat

**NOWOŚĆ**

### Komfort dla obolałych i zmęczonych mięśni!

- stosowana w przypadkach: nadmiernego stresu, kłopotów ze snem, bólu i napięcia mięśni
- możliwość indywidualnych ustawień
- opatentowana i oznakowana znakiem CE
- wymiary: 40 x 60, dwu-częściowa, kolce 1,5 cm wysokości
- materiał: higieniczny, łatwy w utrzymaniu TPE
- zestaw 2 elementów
- dostępna w 3 różnych wariantach: miękka, twarda i mieszana

### Atrakcyjne artykuły reklamowe!

Ulotka dla klienta SISSEL® Acupressure Mat i plakat (zobacz str. 6/7).



Numer kat.	Nazwa
161.051	SISSEL® Acupressure Mat



## SISSEL® Fit-Roller

### Przyrządy do wielofunkcyjnego masażu!

- kombinacja tradycyjnych chińskich, naturalnych metod leczniczych poszerzona o technikę
- używany do rozluźniania napięcia mięśniowego
- poprawia krążenie i polepsza metabolizm
- kombinacja punktowych oraz owalnych wypustek
- oddziałuje na różne tkanki tłuszczowe
- wspomaga krążenie limfy
- produkt europejski, wykonany z buku, oliwiony

SISSEL® masażer do skóry głowy.



SISSEL® T-Roller – przeznaczony dla większych mięśni wzdłuż kręgosłupa.



SISSEL® Super King Size Roller – przeznaczony do masażu stóp.

SISSEL® Ergo-Roller



Małe wypustki oddziałują na tkankę tłuszczową.

Większe perelki pobudzają mięśnie.



Numer kat.	Nazwa
161.024	SISSEL® Scalp and Migraine Roller
161.020	SISSEL® T-Roller
161.021	SISSEL® Ergo-Roller
161.022	SISSEL® Rope-Roller
161.023	SISSEL® Super King Size Roller



SISSEL® Rope-Roller



## SISSEL® Massage Roller

- idealny do masażu i relaksu
- używany do zlikwidowania napięcia mięśniowego
- idealny do masażu pleców i nóg
- rozmiar śr. ok. 15 cm, długość 45 cm
- kolor: niebieski



NOWOŚĆ

Numer kat.	Nazwa
310.025	SISSEL® Massage Roller





## SISSEL® Pro

### Profesjonalny sposób na łatwy masaż bez wysiłku!

- przydatny przy mniejszych, krótszych partiach mięśni
- opatentowany system uderzeń zapewnia efektywny masaż, także głębszych partii mięśni
- stosowany przy różnego rodzaju bólach, zeszywnieniu, jako relaksacja po wysiłku oraz przygotowanie przed właściwym masażem
- wspomaga kurację antycellulitową
- zawiera 3 rodzaje wymiennych końcówek
- łatwa regulacja natężenia uderzeń
- łatwy w czyszczeniu
- 2 lata gwarancji



Intensywne działanie aktywuje obieg tkanek.

### Różne narzędzia do niezliczonych zastosowań:



Końcówka punktowa – głęboka relaksacja.



Końcówka waflowa – działa na tkankę łączną.



Normalna końcówka.

Numer kat.	Nazwa
161.013	SISSEL® Pro



## SISSEL® FUNMASSAGER

### Prosty sposób na prawdziwy relaks!

- mały i poręczny masażer
- zapewnia głęboki lub powierzchniowy masaż karku oraz pleców
- doskonały do punktowego masażu
- poprawia cyrkulację oraz rozluźnia mięśnie



Idealny do masażu punktów spustowych

Numer kat.	Nazwa
161.002	SISSEL® FUNMASSAGER, niebieski
161.003	SISSEL® FUNMASSAGER, zielony
161.004	SISSEL® FUNMASSAGER, przezroczysty
161.005	SISSEL® FUNMASSAGER, purpurowy
161.006	SISSEL® FUNMASSAGER, różowy



# TERAPIA MANUALNA

PRZENOŚNE STOŁY

DO MASAŻU I NIE TYLKO. . .





### SISSEL® Portal Pro

- zastosowanie w fizjoterapii, ortopedii i terapii układu nerwowego
- łatwy transport oraz idealna regulacja sprawia, że jest doskonały zarówno w domu jak i w klinice
- każdy element Portal Pro może być dopasowywany indywidualnie umożliwiając właściwą adaptację do potrzeb pacjenta lub terapeuty
- miłe i miękkie podparcie dostosowuje się do kształtu ciała
- przystosowany do długich sesji
- 7 różnych ustawień
- rama: srebrno szara, poszewka: niebieska
- waga: 8,5 kg
- zawiera torbę

Numer kat.	Nazwa
301.100	SISSEL® Portal Pro, zawiera torbę
301.100.10	Torba



Numer kat.	Nazwa
301.000	SISSEL® Desktop Mobil

### SISSEL® Desktop Mobil

#### Wygodny i poręczny!

- bezpieczne ustawienie na każdej jednolitej powierzchni lub stole do masażu
- miejsce na twarz może być dopasowane do każdej postury górnej części ciała
- z powodzeniem stosowany u pacjentów z trudem poruszających się po nadwyrężeniach
- stosowane zwyczajnie na stole
- zmniejsza dolegliwości związane z ciśnieniem
- otwór na twarz zapobiega uciskowi oczu i nosa



## SISSEL® Robust and Basic Portable Massage Table

### Profesjonalne stoły do masażu, terapii manualnej oraz zabiegów kosmetycznych!

- wyjątkowo miękkie oraz przyjemne pokrycie zapewnia maksimum komfortu
- wyższe położenie daje więcej przestrzeni dla nóg terapeutów
- poszewka zawiera zaokrąglone krawędzie, zrobione z dwuwarstwowej specjalnej pianki o przedłużonej żywotności
- regulacja wysokości z podwójnym zamknięciem
- lekka waga, łatwe rozkładanie nawet przy ograniczonej przestrzeni
- łatwy w transporcie
- prosty w przechowywaniu
- zawiera torbę



### SISSEL® Podstawowy stół do masażu

- wymiary ok. 186 x 62 cm, 59-86 cm wysokości, ok. 13,5 kg (bez torby)
- ok. 9,5 cm obicia
- maksymalne obciążenie dynamiczne 220 kg
- dwa otwory w przedniej części do zamocowania zestawu pod twarz (podpórki)
- opcjonalnie: zestaw pod twarz oraz półeczka na rękę

### SISSEL® Wzmocniony stół do masażu

- wymiary: ok. 186 x 71 cm (razem z podpórkami ok. 212 cm), 59-86 cm wysokości, ok. 16 kg (bez torby)
- ok. 9,5 cm obicia
- maksymalne obciążenie dynamiczne: 250 kg
- zawiera zestaw podpórek pod twarz oraz rękę

Numer kat.	Nazwa
300.100	SISSEL® Basic Portable Massage Table, niebieski, zaw. torbę
300.200	SISSEL® Robust Portable Massage Table, niebieski, zaw. torbę
300.100.15	Torba do stołu podstawowego
300.200.15	Torba do stołu wzmocnionego
300.101	SISSEL® Opcjonalny zestaw podpórek

### SISSEL® Podstawowy, przenośny stół do masażu.



Nadzwyczaj miękkie pokrycie dla większego komfortu.



Wyższa rama zwiększa przestrzeń dla nóg.



Pokrycie zawiera owalne rogi.



Mocny uchwyt zapewnia pewne przenoszenie w każdych warunkach.



Nogi z regulowaną wysokością posiadają podwójne zabezpieczenie.



Zamknięty otwór na usta i nos.

Opcjonalny zestaw do naszego podstawowego stołu zawiera: ruchomą podpórkę głowy wraz podkładką pod twarz (położenie pozytywne i negatywne) oraz półeczkę na rękę.



**SISSEL® Wzmocniony, przenośny stół do masażu zawiera pad na twarz oraz podpórkę na ręce.**



Regulowana wysokość podpórki.



Zdemontowana podpórka pod twarz (pad).



Możliwość ustawienia odległości podpórki względem stołu.

## SISSEL® Hang Up

### Wszeczhonny obracany stół do likwidowania napięcia mięśniowego i naciągania kręgosłupa!

- rozluźnia zwiększony ucisk mięśni, stawów oraz kręgosłupa spowodowany wysiłkiem fizycznym takim jak sport, ćwiczenia na siłowni, wyciskanie i wrywanie ciężarów, długie przesiadywanie lub stanie
- powracające napięcie automatycznie ustępuje podczas terapii na naszym stole
- napięcie mięśniowe może ustąpić prowadząc do zmniejszenia bólu
- możliwość ćwiczeń siłowych takich partii mięśni jak mięśnie brzucha
- ma wpływ na poprawę krążenia
- zaprojektowany do wzrostu w przedziale od 1,40 m do 1,98 m, maksymalna wysokość 2,05 m do 2,09 m (z maksymalnym dopasowaniem ciała)
- maksymalny ciężar ciała 110 kg
- szybkie rozkładanie
- poprzez złożenie zajmuje mniej miejsca



Numer kat.	Nazwa
302.001	SISSEL® Hang Up





*The natural way of Sweden*



[www.sissel.pl](http://www.sissel.pl)

The logo for MajeR, featuring the word "MajeR" in a stylized, cursive script font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

Ma-Je-R Sp. z o.o.  
Ul. Czarnieckiego 53  
01-541 Warszawa  
Tel. 22 869 93 60  
Fax 22 839 90 21  
reh@majer.com.pl  
www.majer.com.pl